



GLS5.2

Lève-personnes actif

– Un moyen facile, confortable et sûr pour lever et supporter des patients ayant un contrôle total ou partiel de la partie supérieure du corps

Un levage pour plusieurs fonctions

- Verticalisation
- Transfert verticalisé de fauteuil à fauteuil
- Transfert verticalisé de lit à fauteuil
- Transfert verticalisé du fauteuil aux toilettes

S'adapte facilement et confortablement à la plupart des hauteurs et des tailles

- Repose-genoux réglable et rembourré
- Multiples points de fixation du harnais
- Poignée de poussée ergonomique – une seule taille
- Harnais disponible en plusieurs tailles (option)
- Harnais de maintien des hanches pour un support supplémentaire (option)

Simple et fiable à utiliser

- Fonction montée/descente et réglage de l'écartement des pieds électrique
- Fonctionnement manuel ou par boîtier de commande
- Barre de poussée des pieds arrières pour une meilleure manœuvrabilité
- Descente d'urgence électrique et manuelle
- Bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès



Solide, fiable et puissant

- SWL 155 ou 205 kg
- Conçu pour une utilisation intensive en environnement professionnel
- Respecte et dépasse les normes et réglementations en vigueur
- Une batterie très fiable Li Ion 25,2 V / 2,9 Ah garantit une longue durée de disponibilité, même en environnement d'utilisation intensive
- Vérins Linak, solides, rapides et silencieux
- Poste de connexion de la batterie intégré facile d'accès
- Blocs batterie supplémentaires en option
- Chargeur à commutation de mode entièrement automatique
- Repose-pieds amovible et facile à nettoyer
- Le niveau de batterie est indiqué en 3 intervalles sur la commande manuelle;
 - Faible 0 - 25 %
 - Moyen 25 - 50 %
 - Élevé 50 - 100 %Signal sonore lorsque l'autonomie de la batterie est faible et atteint environ 25 %.
- Témoin lumineux lorsqu'une maintenance est nécessaire.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.guldmann.fr