

Material

Paneel	: Graphitfaser/Glasfaser
Verbindung	: Nylon
Handgriff	: Nylon
Eckenschutz	: Gummi
Lauffläche	: Rutschsicherer Belag
Farbe	: Urethan

Farbe

Lauffläche	: Grau
Mittellinie	: Blau
Seiten	: Gelb

Belastbarkeit

Maximal Belastung	: 300 kg
-------------------	----------

Zubehör

Artikel-Nr. 30100-000	: Leichte Tragetasche für Lite-Rampe, 700 mm
Artikel-Nr. 30200-000	: Leichte Tragetasche für Lite-Rampe, 3-fach

Kennzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

Lite-Rampe **Artikel-Nr. 30100-070**

Länge	: 700 mm
Breite, innen	: 730 mm
aussen	: 730 mm
zusammengefaltet	: 365 mm
Kantenhöhe	: keine
Dicke (Falz)	: 38 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 140 mm (1:5)
Gewicht	: 3,5 kg

Lite-Rampe **Artikel-Nr. 30100-085**

Länge	: 850 mm
Breite, innen	: 780 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: keine
Dicke (Falz)	: 38 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 170 mm (1:5)
Gewicht	: 4 kg

Lite-Rampe **Artikel-Nr. 30100-125**

Länge	: 1250 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 250 mm (1:5)
Gewicht	: 6 kg

Lite-Rampe **Artikel-Nr. 30100-165**

Länge	: 1650 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 330 mm (1:5)
Gewicht	: 7,5 kg

Lite-Rampe **Artikel-Nr. 30100-205**

Länge	: 2050 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 410 mm (1:5)
Gewicht	: 9,5 kg

Lite-Rampe , 3-fach **Artikel-Nr. 30200-047**

Länge	: 470 mm
Breite, innen	: 800 mm
aussen	: 820 mm
zusammengefaltet	: 290 mm
Kantenhöhe	: 15 mm
Dicke (Falz)	: 60 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 95 mm (1:5)
Gewicht	: 2,5 kg

Lite-Rampe , 3-fach **Artikel-Nr. 30200-072**

Länge	: 720 mm
Breite, innen	: 800 mm
aussen	: 820 mm
zusammengefaltet	: 290 mm
Kantenhöhe	: 15 mm
Dicke (Falz)	: 60 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 140 mm (1:5)
Gewicht	: 3,5 kg