

**Material**

Paneel	: Graphitfaser/Glasfaser
Verbindung	: Nylon
Handgriff	: Nylon
Eckenschutz	: Gummi
Lauffläche	: Rutschsicherer Belag
Farbe	: Urethan

**Farbe**

Lauffläche	: Grau
Mittellinie	: Blau
Seiten	: Gelb

**Belastbarkeit**

Maximal Belastung	: 300 kg
-------------------	----------

**Zubehör**

Artikel-Nr. 30100-000	: Stepless Rollstuhl-Tasche für 70 cm Rampe
-----------------------	---

**Kennzeichnung**

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinien 93/42/EWG des Rates vom 14.Juni 1993 - mit Änderungen als Medizinprodukt der Klasse 1, hergestellt.

**Stepless Lite rampen**

**Artikel-Nr. 30100-070**

Länge	: 700 mm
Breite, innen	: 730 mm
aussen	: 730 mm
zusammengefaltet	: 365 mm
Kantenhöhe	: keine
Dicke (Falz)	: 38 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 140 mm (1:5)
Gewicht	: 3,5 kg

**Stepless Lite rampen**

**Artikel-Nr. 30100-085**

Länge	: 850 mm
Breite, innen	: 780 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: keine
Dicke (Falz)	: 38 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 170 mm (1:5)
Gewicht	: 4 kg

**Stepless Lite rampen**

**Artikel-Nr. 30100-125**

Länge	: 1250 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 250 mm (1:5)
Gewicht	: 6 kg

**Stepless Lite rampen**

**Artikel-Nr. 30100-165**

Länge	: 1650 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 330 mm (1:5)
Gewicht	: 7,5 kg

**Stepless Lite rampen**

**Artikel-Nr. 30100-205**

Länge	: 2050 mm
Breite, innen	: 760 mm
aussen	: 780 mm
zusammengefaltet	: 390 mm
Kantenhöhe	: 25 mm
Dicke (Falz)	: 106 mm
Maximalhöhe der Barriere	: 410 mm (1:5)
Gewicht	: 9,5 kg