



GTP1

Transferplattform

Einfacher, bequemer und sicherer Transfer im Stehen

Die GTP1 Transferplattform von Guldmann ist ein manuelles mobiles Hilfsmittel, mit dem das Bewegen stehender und teilweise selbstständiger Benutzer erleichtert wird.

Durch die aktive Teilnahme am Transfer kann der Benutzer seine eigene Muskelfunktion und sein Gleichgewicht nutzen und trainieren. Die Plattform ist robust und stabil und bietet Unterstützung und Sicherheit bei kurzen Stehtransfers. Bei Bedarf kann ein Transfer Brustgurt als zusätzliche Stütze während des Stehtransfers verwendet werden.

Typische Transferaufgaben mit der Transferplattform:

- Zur und von der Toiletten/zum und vom Nachtstuhl
- Zum und vom Duschstuhl
- Aufsteh-/Sitzübungen (Mobilisierung)
- Halten einer stehenden Position (Mobilisierung)

Einfach und sicher zu manövrieren

Die Transferplattform lässt sich leicht bewegen und benötigt nur wenig Platz. Sie kann geschoben, gezogen und um ihre eigene Achse gedreht werden. Dies erleichtert das Manövrieren auch in engen Räumen.

Flexibel und effizient

Die Guldmann Transferplattform kann in allen Bereichen des Gesundheitswesens verwendet werden und gewährleistet einen aktiven und sicheren Stehtransfer des Benutzers und eine sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für die Pflegekraft.

Die Plattform lässt sich leicht zwischen verschiedenen Einsatzorten transportieren, zum Beispiel in der häuslichen Pflege, da Ober- und Unterteil leicht getrennt und in zwei Teilen transportiert werden können.

Höchstbelastung 175 kg.



Produktdetails



Multigrip-Handgriff

Der Handgriff mit weicher und rutschfester Oberfläche ist ergonomisch geformt und verfügt über gebogene Griffe auf drei Ebenen. So finden Benutzer und Pflegekräfte die ideale Stelle zum Greifen bzw. Festhalten. Die drei Griffe können als „Leiter“ verwendet werden, wenn der Benutzer aufsteht oder sich hinsetzt.



Niedrige Einstiegshöhe

Die Grundplatte besteht aus formgepresstem Aluminium mit rutschfester Oberfläche. Dank der Einstiegshöhe von nur 30 mm sowie der Form kann das Hilfsmittel sehr nah an beispielsweise einem Rollstuhl oder einer Toilette positioniert werden. Die niedrige Einstiegshöhe erleichtert es dem Benutzer, seine Füße auf die Grundplatte zu stellen.



Verstellbare Unterschenkelstütze

Die verstellbare Unterschenkelstütze verfügt über eine weiche Polsterung, die dem Benutzer eine sichere und bequeme Unterstützung bietet. Um eine maximale Unterstützung zu erzielen, lässt sich die Unterschenkelstütze mit der Easy-Grip-Funktion einfach und schnell in der Höhe verstellen und drehen (kippen).



Mittig platzierte Bremse

Die Fußbremse ist mittig positioniert und arretiert beide Räder gleichzeitig. Die Bremse ist farblich gekennzeichnet, um deutlich anzuzeigen, ob sie verriegelt ist oder nicht.



Transfer Brustgurt

Für mehr Halt und Sicherheit beim Transfer. Er wird um den Oberkörper des Benutzers gelegt und am mittleren Griff des Multigrip-Handgriffs der Transferplattform befestigt. HINWEIS: Der Transfer Brustgurt darf nicht verwendet werden, um den Benutzer in eine stehende Position zu bringen.



Vorbereitet für Recycling

Dank der glatten Oberflächen und einer soliden Konstruktion ist die Transferplattform leicht zu reinigen und recycelbar. Die Transferplattform ist für eine einfache Trennung und das Recycling von Materialien am Ende ihrer Lebensdauer vorbereitet.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de