



# GTP1

## Transfer plattform

### **Enkel, bekväm och säker förflyttning i stående ställning**

Guldmann GTP1 Transfer plattform är ett manuellt, mobilt arbetsredskap som underlättar förflyttning av stående och delvis självständiga brukare.

Genom att aktivt delta i förflyttningen får brukaren möjlighet att utnyttja och träna sin egen muskelfunktion och balans. Plattformen är robust och stabil och ger stöd och trygghet vid korta, stående förflyttningar. Om behovet finns kan ett Transfer-bälte användas som extra stöd och trygghet under den stående förflyttningen.

Typiska förflyttningar med Transfer plattform är:

- till och från toalett/toalettstol
- till och från badstol
- träning i att resa sig upp/sätta sig (mobilisering)
- underhåll av ståposition (mobilisering)

### **Enkel och säker att manövrera**

Transfer plattform är lätt att köra och kräver inte mycket plats. Den kan skjutas, dras och rotera runt sin egen axel. Det gör den mycket enkel att manövrera även i små utrymmen.

### **Flexibel och effektiv**

Guldmann Transfer plattform kan användas i alla vårdmiljöer och säkerställer en aktiv och trygg stående förflyttning av brukaren och en säker och ergonomisk arbetsmiljö för vårdgivaren.

Plattformen är enkel att transportera mellan olika platser, t.ex. vid vård i hemmet, eftersom över- och underdelen enkelt kan tas isär och transporteras i två delar.

Max viktkapacitet 175 kg.  
Artikelnr: 560700



## Produktdetaljer



### Multi grip-handtag

Handtaget har en mjuk och halkfri yta och är ergonomiskt utformat med svängda grepp i tre nivåer. Det ger både brukare och vårdgivare möjlighet att välja det bästa stället att hålla fast vid, och de tre greppen kan användas som "stege" när brukaren reser sig eller sätter sig.



### Fotplatta med låg instegshöjd

Fotplattan är tillverkad i formgjutet aluminium med halkfri yta. Instegshöjden är bara 30 mm och fotplattans form gör att den kommer mycket nära t.ex. rullstolen eller toaletten. Den låga instegshöjden gör det enkelt för brukaren att få upp fötterna på fotplattan.



### Reglerbart underbensstöd

Det justerbara underbensstödet har en mjuk vaddering som ger brukaren ett bra och bekvämt stöd. För bästa stöd kan underbensstödet, med easy-grip-funktionen, enkelt och snabbt justeras i höjd och vridas (tiltas).



### Centralbromssystem

Den fotstyrda bromsen är placerad centralt och låser båda hjulen samtidigt. Bromsen har en färgkod som tydligt visar om den är låst eller inte.



### Transfer-bälte

För extra stöd och trygghet vid förflyttning. Placeras runt brukarens överkropp och fästs på det centrala greppet på Transferplattformens multi grip-handtag. OBS! Transfer-bältet får inte användas för att resa brukaren. *Beställs som separat tillbehör: Small 284141, Medium 284151, Large 284161*



### Förberedd för återanvändning

Släta ytor och en solid konstruktion gör GTP1 Transfer plattform enkel att rengöra och lämplig för återanvändning. Transferplattform är förberedd för att materialerna ska vara enkla att skilja åt och återvinna vid slutet av produktens livscykel.

| Time to care |

V. Guldmann A/S  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB  
Tel. 0322 552 90  
info@guldmann.se  
www.guldmann.se