



X-bygel

Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max. : 500 kg
Upphångningspunkter : 4

Vikt och material

Vikt, total : 8,8 kg
Galge : Rostfritt stål, pulverlackerat

Mått

A : 860 mm
B : 540 mm
C : 250 mm

Tillbehör/diverse



Sele : Se broschyr

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Klassificering

enligt ISO 9999 : 12 36 03



Time to care