



Planlyft, hopfällbar 255 kg Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max. : 255 kg
Längdjusterbara
upphängningspunkter : 12

Vikt och material

Total vikt : 26 kg
Planlyft : Aluminium, anodiserad

Mått

A : 1800 mm
B : 490 mm
C : 970 mm
D : 770 mm
E : 245 mm
F : 1215 mm
G : 1100 mm
H : 230 mm
I : 530 mm
J : 113 mm
K : 137 mm
L : 473 mm

Inkluderade tillbehör

Lyftsele inkl. 2 selstag
Väggfäste

Tillbehör/Diverse

Transportvagn
Remhållare

Märkning


Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

28444 : Planlyft, hopfällbar för GH2 HD Twin
28445 : Planlyft, hopfällbar

Klassificering

enligt ISO 9999 : 12 36 03



Time to care