



## Guldmann CareLift Management System – **Online**

*L'optimisation de votre investissement*

**Vos modules de levage sur rail permettent-ils d'améliorer la sécurité en matière de manipulation des patients et de réduire les blessures des soignants ?**

**Votre personnel utilise-t-il les modules dès que l'occasion se présente ?**

**Bénéficiez-vous du meilleur rendement possible sur le capital investi ?**

Guldmann CLM System - Online offre un aperçu instantané et garde en mémoire le moment et la fréquence d'utilisation du module de levage sur rail de votre établissement. Il vous prévient aussi lorsqu'il convient d'effectuer un contrôle de sécurité obligatoire.

Le système CLM transforme vos données en informations exploitables, ce qui vous aidera à :

- Surveiller et améliorer les procédures de manipulation des patients en toute sécurité, afin de réduire au maximum les risques de blessures et les accidents de travail.

- Optimiser la planification des ressources.
- Assurer la conformité et éviter non seulement les problèmes relatifs à la responsabilité, mais également les « temps morts ».

Destiné aux professionnels, le système CLM en ligne constitue un outil de pointe permettant d'accroître l'efficacité et de consacrer davantage de **temps pour les soins**.

**Des informations à jour relatives à la prise en charge des patients – partout et à tout moment !**



Collecte des données	Transmission des données vers la base de données client	Traitement et présentation des informations
GH3+ avec module CLM et/ou module maintenance avec système de pesée	Module Wi-Fi GH3+ + base de données propre à l'établissement	CLM Viewer



1. Collecte des données relatives à l'utilisation de l'ensemble des modules de levage installés dans tout l'établissement.

2. Transmission sans fil et continue des données collectées depuis les modules de levage par le biais d'une connexion Wi-Fi.

3. Traitement des données reçues à l'aide du logiciel CLM Guldmann et présentation automatique des informations sous un format exploitable et facile à comprendre dans CLM Viewer.

### Système CLM Guldmann

Un module de levage GH3+ associé à un module CLM et/ou maintenance ainsi qu'à une balance intégrée en vue de contrôler l'utilisation et l'état technique de l'unité de levage.

L'ajout du module Wi-Fi permet de rassembler en ligne les données des unités de levage et de surveiller vos appareils où que vous soyez et à tout moment. Qu'elles soient disponibles en ligne ou non, les données CLM et les données de maintenance des modules de levage sont présentées dans la visionneuse CLM.

La version en ligne du système CLM Guldmann a été mise au point dans l'optique d'offrir une vue d'ensemble et de transmettre les données d'utilisation au sein d'établissements vastes dotés de plusieurs modules répartis entre plusieurs bâtiments, salles et chambres.

### CLM Viewer



CLM Viewer vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin sur l'utilisation de vos systèmes de module de levage sur rail :

- Les modules sont-ils utilisés et où sont-ils utilisés le plus souvent (département, unités, chambres spécifiques, ensemble de l'hôpital) ?
- À quelle fréquence les modules sont-ils utilisés et quand sont-ils utilisés le plus souvent ? Quelles sont les périodes les plus chargées ?
- Y a-t-il une augmentation ou une diminution de l'utilisation au cours du temps (par année, mois, semaine, jour) ?
- Si un système de pesée est intégré, la visionneuse vous indiquera également le poids transporté en cours d'utilisation.

- Si un module maintenance est installé, CLM Viewer vous transmettra tous les détails relatifs à l'entretien et à la maintenance :
  - Un aperçu du moment et de l'endroit où les contrôles de sécurité doivent être réalisés.
  - Des informations détaillées relatives à chaque module individuellement, ainsi que les caractéristiques techniques du produit.

L'ensemble des données sera présenté dans le tableau de bord depuis l'endroit souhaité et au moment voulu.

### Usage frequency



Time to care

V. Guldmann A/S  
Tél. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Sarl  
Tél. +33 145 54 78 36  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr