



Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr



M

Balance de classe III Guldmann

- Balance médicale à affichage digital, intégrée au module de levage sur rail GH3

La balance de classe III Guldmann est une balance à affichage digital, intégrée au module de levage GH3+.

La balance de classe III est destinée au pesage médical de patients levés au moyen d'un harnais de levage. Ceux-ci peuvent, par exemple, être hospitalisés dans une unité de soins intensifs, où les variations de poids sont étroitement surveillées, ou dans une maison de soins, où les résidents âgés doivent garder un poids stable.

Le poids affiché sur la télécommande est indiqué avec une double précision :

- Précision à 100 grammes près lors de la pesée de patients pesant moins de 200 kg
- Précision à 200 grammes près lors de la pesée des patients de 200-500 kg.

La balance de classe III Guldmann est la première balance médicale approuvée sur le marché qui est intégrée à un module de levage sur rail. Elle remplit les conditions du pesage médical en offrant des mesures de pesée calibrées, vérifiées et répétées avec une précision de classe III, conformément à la directive 2014/31/UE.

Afin d'atteindre le niveau de précision légalement requis, la balance tient compte du facteur G spécifique au lieu d'activité où elle est utilisée, ce qui signifie que chaque balance de classe III sera fabriquée pour le client final.

En principe, la balance de classe III fonctionne de la même manière que le module de pesage intégré existant de Guldmann, notamment en termes de précision. Cependant, la balance de classe III n'affiche le poids du patient qu'en kilogrammes.