



# Combi-lock


## – Simple et fiable à utiliser

Le Combi-Lock est utilisé pour connecter et verrouiller des rails entre eux lorsque deux systèmes de rails doivent être combinés. Il connecte un système à un autre, par exemple la chambre à la salle de bains, permettant un transfert de personne simple et confortable.

Le Combi-Lock est simple et sûr à utiliser. Lorsque le rail traverse est correctement positionné devant le rail fixe, il se verrouille - et les rails sont automatiquement connectés.

Le raccordement des systèmes de rails par le Combi-Lock est un concept simple et complet qui répond à tous les besoins.

Le design élégant du Combi-Lock se marie facilement avec l'architecture environnante. Il est facile de nettoyer et d'entretenir.



### Simple et fiable à utiliser

- Utilisation simple et intuitive
- Sans effort
- Connexion automatique lorsque les rails sont positionnés l'un en face de l'autre
- Haut niveau de sécurité

### Un style élégant et soigné

- Aucune pièce mécanique n'est visible
- Pas de commande manuelle
- CMU standard 375 kg

### Installation optimum

- Ne nécessite pas de transformateur
- Ne nécessite pas d'installation électrique
- Mise en place plus rapide

*En attente de brevet.*



Time to care

**V. Guldmann A/S**  
Tél. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Sarl**  
Tél. +33 145 54 78 36  
Fax +33 145 57 10 52  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr