



Wall Rail

Libertà di movimento – più tempo per l'assistenza

Discreto e facile da utilizzare e da installare sia in edifici nuovi che esistenti

Il sistema wall rail è un sistema discreto che crea una soluzione sicura, comoda ed efficiente per sollevare e movimentare le persone con ridotta mobilità. Il sistema può essere usato anche per la deambulazione assistita, per gli esercizi di miglioramento dell'equilibrio e per le attività di igiene personale.

I wall rails possono essere installati direttamente su qualsiasi tipologia di parete e la flessibilità del binario trasversale permette di compensare pareti non allineate (oblique) fino a 80 mm.

Il sistema binario a parete viene utilizzato con i moduli di sollevamento GH3, GH1 / GH1 Q ed anche con il modulo GHZ posizionato lungo il binario trasversale. La ricarica del modulo GH3 avviene direttamente all'interno dei binari, a prescindere dal punto in cui si trova il modulo di sollevamento nel sistema in un dato momento. I moduli di sollevamento GH1, GH1 Q e GHZ invece si ricaricano posizionando il telecomando nell'apposita base di ricarica.

Con un'unica soluzione che attraversa diversi ambienti è possibile garantire una copertura completa ed il trasferimento diretto da una stanza all'altra, ad

esempio dalla camera da letto al bagno. Quando non è in uso il sistema è quasi invisibile, infatti il motore, la barra di presa e l'imbragatura, possono essere riposte in un apposito armadietto. Il motore è raggiungibile da entrambe le stanze, visto che l'armadietto può essere aperto da entrambi i lati.

Il wall rail è predisposto per l'inserimento opzionale di luci a LED e può essere utilizzato per montare facilmente e discretamente una varietà di elementi di arredo come quadri, decorazioni o tende.



Discreto ed elegante

- Il sistema si integra perfettamente nella stanza ed è quasi invisibile quando non è in uso
- l'armadietto per riporre motore e imbragature si può aprire da entrambi i lati
- Ricarica del Modulo di Sollevamento automatica all'interno del binario (GH3) oppure tramite telecomando posizionato nell'apposita stazione di ricarica (GH1, GH1Q, GHZ)
- I binari a parete sono bianchi (RAL 9016) e si combinano armoniosamente con la maggior parte degli ambienti




Sistema semplice e flessibile

- Unica soluzione a binario
- Copertura completa e trasferimento diretto da una stanza all'altra
- Scorrimento senza interruzioni, confortevole e fluido
- Facile da usare




Facile ed efficiente

- Facile ed economico da installare
- Facile da smontare e riutilizzare
- Installazione direttamente su tutte le tipologie di pareti
- La flessibilità del binario trasversale permette di compensare pareti non allineate (oblique) fino a 80 mm



80 mm



Funzioni supplementari

- Predisposto per l'inserimento opzionale di luci a LED
- Possibilità di montare elementi d'arredo come quadri, decorazioni, tende, ecc

Luci a LED, cavi di sospensione e ganci non fanno parte della gamma di prodotti Guldmann.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.guldmann.it