



Combi-lock


– Semplice e sicuro da usare

Il Combi-Lock si utilizza per connettere ed unire insieme i binari quando due sistemi devono congiungersi. Unisce i sistemi di binari fra le stanze, per esempio: la camera da letto con il bagno per rendere lo spostamento di una persona facile e confortevole.

Il Combi-Lock è semplice e sicuro da usare. Quando il binario trasversale è posizionato correttamente di fronte a quello fisso il binario si blocca - così i binari si connettono automaticamente.

Connettere il sistema di binari con il Combi-Lock rende facile progettare un sistema di binari completo che vada incontro ad ogni necessità.

L'elegante design del Combi-Lock si armonizza facilmente con l'architettura circostante. Inoltre, è facile da pulire e da mantenere.



Semplice e sicuro da usare

- Funzionamento semplice ed intuitivo
- Facile da usare
- Connessione automatica quando i binari sono posizionati correttamente
- Elevato grado di sicurezza

Design piacevole e pulito

- Non sono visibili parti meccaniche
- Non prevede telecomando
- Carico di lavoro sicuro standard: 375 kg

Installazione semplice ed economica

- Non serve il trasformatore
- Non è necessario alcun collegamento alla rete elettrica
- Installazione veloce

In attesa di brevetto.



| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.guldmann.it