



## Blocco di posizionamento Specifiche tecniche

### Funzioni

Utilizzo : Utilizzabile per bloccare sia il motore GH3 sia il binario trasverso in una specifica posizione

### Peso

: 3 x 1,4 kg

### Materiali

Meccanismo : Acciaio galvanizzato antiruggine  
Covers : Plastica antiurto riciclabile/ignifugo UL94 V-0

### Componenti elettronici

Avviamento/Spengimento : Automatici in uso  
Indicatore LED : Indicatore di funzionamento  
Alimentazione elettrica : 33 V AC, 2.0 A  
Tensione di alimentazione del trasformatore : 115/230 V AC  
Batterie : 1 x 24V NiMH  
Tempo di carica, max. : 2 ore

### Dimensioni


A : 120 mm  
B : 150 mm  
C : 70 mm  
D : min. 10 mm distanza da parete

### Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

### Codice/Modello

557600 : Blocco di posizionamento



| Time to care |