



Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza

– Semplice, pratico e sicuro

- **Facile da installare e da rimuovere**
- **Adatto in caso di esigenze di sollevamento temporanee**
- **Riutilizzabile**
- **Altezza regolabile – Altezza massima 284 cm**
- **Non richiede modifiche strutturali alla stanza né installazione a parete o a soffitto**
- **Non occupa spazio sul pavimento e lascia più agio ai movimenti di utenti e assistenti**

Un sistema di binari mobile che può essere installato, rimosso o spostato in modo semplice e rapido.

Non richiede modifiche strutturali alla stanza né installazione a parete o a soffitto. È perciò adatto, per esempio, in caso di esigenze temporanee di sollevamento in abitazioni private.

Il sistema di binari auto-sostenuto può essere installato e rimosso facilmente da 1 o 2 persone, senza l'impiego di attrezzature speciali.

Disponibile nelle due misure standard (3 x 3 m e 4 x 4 m), con un'altezza regolabile fino a un massimo di 284 cm. Entrambi i moduli di sollevamento GH1 e GH3 possono essere impiegati con il sistema a copertura stanza.