



Sistema a binario singolo auto-sostenuto

Specifiche tecniche

Functions

Capacità massima : 255 kg

Peso e materiali

Sistema a binario
singolo auto-sostenuto
2,0 m - 2,5 m - 3,0 m:

Peso totale : 49,5 kg - 52 kg - 54,5 kg

Supporto superiore
e binario : 22,5 kg - 25 kg - 27,5 kg

Palo verticale : 13,5 kg cad.

Binari e gambe : Alluminio anodizzato
Piedi : Acciaio verniciato a polvere
Supporti : Acciaio verniciato a polvere

Dimensioni


A min : 2020 mm
B min : 2220 mm - 2720 mm - 3220 mm
A max : 2820 mm
B max : 3390 mm - 3890 mm - 4390 mm
C : 1303 mm
D : 71 mm

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice articolo/Modello

553000 : Sistema a binario singolo
auto-sostenuto 2,5 m
556000 : Sistema a binario singolo
auto-sostenuto 2,0 m
556297 : Sistema a binario singolo
auto-sostenuto 3,0 m



Time to care