



H-Aufhängebügel Technische Daten

Funktionen

Tragfähigkeit max. : 375 kg
Aufhängepunkte : 2

Gewicht und Materialien

H-Aufhängebügel : 1,6 kg
Aufhängebügel : Rostfreier Stahl ummantelt
mit Polyurethane Schaumstoff
Aufhängepunkte : Rostfreier Stahl

Zubehör

Swing kit : 554903
Aufhängebügel
Medium : 556890
Small : 556880
X-Small : 556970

H-Aufhängebügel + Aufhängebügel

556950 + 556890 : C = 340 mm
556950 + 556880 : C = 312 mm
556950 + 556970 : C = 289 mm

Kennzeichnung



Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

Artikel-Nr./Modell

556950 : H-Aufhängebügel

Klassifizierung

entspricht ISO 9999 : 12 36 03



Time to care