



**Guldmann GmbH**  
Tel. +49 611 974 530  
Fax +49 611 300 018  
info@guldmann.de  
www.guldmann.de

## Kreuzbügel Technische Daten

### Funktionen

Tragfähigkeit max. : 500 kg  
Aufhängepunkte : 4

### Gewicht und Materialien

Gewicht, total : 8,8 kg  
Aufhängebügel : Rostfreier Stahl, pulverlackiert

### Maße

A : 860 mm  
B : 540 mm  
C : 250 mm

### Zubehör



Gurte : siehe Prospekt

### Kenzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

### Klassifizierung

entspricht ISO 9999 : 12 36 03



Time to care