



## Sistema di sollevamento GH3

*Discreto, scorrevole e sicuro*

I sistemi di sollevamento a binario rappresentano spesso la soluzione ideale per sollevare e spostare le persone da un luogo all'altro in tutti i tipi di ambienti assistenziali. Con il sistema di sollevamento montato a soffitto, lo spazio calpestabile rimane libero rendendo l'ambiente più ordinato, facilitando e velocizzando gli spostamenti in sicurezza.

Sistemi di sollevamento di questo tipo possono essere normalmente installati in ogni spazio interno e raggiungere qualsiasi punto nella stanza, senza che arredi o rivestimenti costituiscano un ostacolo.

Questo approccio consente anche di risparmiare tempo, poiché tutto ciò che serve per un funzionale spostamento e sollevamento è sempre pronto all'uso. Risultato: più tempo da dedicare all'assistenza che è quella che conta veramente.





I sistemi di sollevamento a binario sono riconosciuti a livello mondiale per:

- Affidabilità - sempre disponibili con sistemi integrati a carica continua
- Comfort - con partenze e arresti scorrevoli, e movimenti di discesa molto silenziosi.
- Bassi costi di gestione - in particolare spese di manutenzione e movimenti.
- Reattività: sempre disponibili, tempi di attivazione rapidi a doppia velocità
- Sicurezza - sofisticati sistemi di sicurezza integrati, inclusi l'arresto e la discesa di emergenza.
- Facilità d'uso - con telecomandi ergonomici, comodi ed intuitivi da utilizzare.

Risultato: vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

#### Raggiungere nuove vette

Installare i moduli di sollevamento su un binario porta ad una nuova dimensione dell'ambiente di lavoro dell'operatore, con una riduzione documentata dello stress, degli infortuni e dell'affaticamento, oltre che ad un netto miglioramento della soddisfazione lavorativa. Questo consente al personale sanitario di gestire autonomamente la maggior parte delle operazioni di sollevamento e movimentazione.

I sistemi di sollevamento a binario rendono queste operazioni più semplici.

- Gli strumenti di sollevamento sono sempre pronti all'uso.
- Maggiore altezza di sollevamento
- Maggiore libertà di movimento e minori limiti di peso.

Anche l'operatore percepirà un maggior comfort e una maggiore sicurezza durante l'utilizzo.

#### I moduli si adattano perfettamente ovunque

I sistemi di sollevamento Guldmann sono parte integrante di una gamma completa di attrezzature di sollevamento che includono binari, motori e accessori, perfettamente compatibili fra loro. Questi moduli possono essere combinati insieme per ogni richiesta di sollevamento in qualsiasi struttura.

Il design funzionale ed efficiente dei sistemi a binario è essenziale per assicurare che i dispositivi di sollevamento operino silenziosamente in maniera scorrevole, riducendo al minimo l'attrito ed utilizzando la minor quantità di energia possibile, ed hanno una capacità di sollevamento che va dai 200 ai 500 kg.

È possibile installare i sistemi di sollevamento a binario Guldmann ovunque, fissati al soffitto, alle pareti o autoportanti. Puoi installarli con un binario lineare, oppure con un sistema a copertura stanza in qualsiasi spazio si desideri. Si può optare per sistemi autoportanti fino ad un massimo di 8 metri, che aiutano a mantenere gli spazi interni liberi da ingombri.

Il design modulare consente anche di modificare ed estendere i sistemi a binario secondo le proprie esigenze, oppure di reinstallarli altrove se necessario. Tutto ciò contribuisce a garantire un investimento valido che offre benefici a lungo termine.

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Srl**  
Tel. +39 0521 660132  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it