



# Smart Glide

## Tägliche Aufgaben effizienter und sicherer erledigen

***Smart Glide ist eine Allzweck-Gleitmatte zur Verringerung der Reibung zwischen dem Benutzer und der Oberfläche. Sie kann für verschiedene Pflegeaufgaben verwendet werden und sorgt für einen effizienteren und sichereren Arbeitsablauf.***

Die Gleitmatte ist eine hervorragende Ergänzung unseres Hebesitz-Sortiments und erleichtert die Positionierung unserer Sitze, bevor der Pflegebedürftige aus dem Rollstuhl oder Bett gehoben wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bewegung für Patienten und Pflegepersonal sicherer und bequemer abläuft.

Smart Glide besteht aus Nylonmaterial mit einer Silikonbeschichtung, die Reibung und Geräusche minimiert.

Das Gewebe ist nach OEKO-TEX 100 zertifiziert und somit auf gesundheits- und umweltschädliche Gefahrstoffe geprüft.

Zur Desinfektion und Reinigung kann Smart Glide entweder mit Desinfektionsmittel abgewischt oder gewaschen werden.

Der Smart Glide-Stoff hat eine maximale Tragkraft von 150 kg.



- Vereinfacht das Anlegen von Hebesitzen
- Geräuschlos in der Anwendung
- Einfach auf die benötigte Größe zuschneiden
- Mit Ripstop-Funktion zur Vermeidung von Ausfransen
- Für die Verwendung mit einem Patienten empfohlen
- Abwisch- oder waschbar

Die Smart Glide-Rollen werden mit einem speziellen Messer, dem Smart Glide Cutter, geliefert, mit dem die für die jeweilige Pflegeaufgabe benötigte Gleitmatte einfach und exakt zugeschnitten werden kann, um Verschwendung zu vermeiden.



#### Smart Glide Rollen

284472 M : Breite 100 cm, Rollen mit je 100 m Länge

284473 L : Breite 140 cm, Rollen mit je 100 m Länge

#### Smart Glide Precut

561500 : 5 Verpackungseinheiten mit 20 Stück, 100 x 125 cm

561500-1 : 1 Verpackungseinheit mit 20 Stück, 100 x 125 cm

561501 : 5 Verpackungseinheiten mit 20 Stück, 100 x 125 cm

561501-1 : 1 Verpackungseinheit mit 20 Stück, 100 x 125 cm

Time to care

V. Guldmann A/S  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann GmbH  
Tel. +49 611 974 530  
info@guldmann.de  
www.guldmann.de