



GH3 Plafondlift

Discreet, soepel en veilig

Plafondgemonteerde tilsystemen zijn vaak de ideale oplossing voor het tillen en verplaatsen van personen van de ene naar de andere ruimte in diverse soorten zorg instellingen. Doordat alles aan het plafond gemonteerd wordt, houdt u de ruimte op de vloer vrij en is het makkelijker, sneller en veiliger om personen te verplaatsen.

Plafondgemonteerde tilsystemen van deze soort zijn doorgaans overal te plaatsen en kunnen vrijwel elke plek in de kamer bereiken zonder gehinderd te worden door meubilair etc.

Deze oplossing bespaart u tijd omdat alles wat u nodig heeft om te tillen binnen handbereik is, opgeladen is en klaar voor gebruik wanneer u het nodig heeft. Het resultaat: Meer tijd voor de zorg die echt belangrijk is.





Guldmann plafondgemonteerde tilsystemen zijn wereldberoemd door:

- Betrouwbaarheid – door ingebouwde, snel oplaadbare accu's.
- Comfort – soepele starts en stops en vrijwel geluidloos railverloop
- Lage onderhoudskosten – lage reparatie en onderhoudskosten en lage energiekosten
- Responsiviteit – altijd klaar voor gebruik, snelle reactie en 2 snelheden.
- Veiligheid – geraffineerde, ingebouwde veiligheidssystemen, inclusief noodstop en nood omlaag.
- Gemakkelijk in gebruik – ergonomisch correcte handbediening die comfortabel en makkelijk te gebruiken is.

Het resultaat – voordelen voor zowel gebruiker als verzorger.

Een nieuwe dimensie

Het plafondgemonteerde tilsysteem geeft een nieuwe dimensie aan de werkomgeving van de verzorger. Met aantoonbare vermindering van de stress, inspanning en blessures. Het werken met een tillift wordt weer leuk. Het tilsysteem stelt de verzorger in staat geroutineerd de handelingen zelf uit te voeren.

Plafondgemonteerde tilsystemen maken zware tilhandelingen veel gemakkelijker.

- Alles wat u nodig heeft om te tillen is binnen handbereik, klaar voor gebruik.
- Veel grotere tilhoogte.
- Meer bewegingsvrijheid en minder gewichtsbependingen.

En als u de gebruiker bent, voelt u zich veilig en meer op uw gemak.

Liftmodules passen zich perfect aan, overal

Guldmann plafondgemonteerde tilsystemen zijn een onderdeel van een complete reeks van tilhulpmiddelen waaronder rails, modules en accessoires, allemaal ontworpen om perfect samen te combineren. U kunt deze tilhulpmiddelen vrijwel in iedere kamer, in ieder gebouw gebruiken.

Goed ontworpen railsystemen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat liftmodules geluidloos en soepel, met een minimum aan wrijving en met gebruikmaking van zo weinig mogelijk energie, perfect door de rails met 200-500 kg capaciteitsbereik, lopen. U kunt de railsystemen vrijwel overal plaatsen, gemonteerd aan het plafond, wanden of vrijstaand. U kunt enkele rails toepassen, maar ook kiezen voor een X/Y systeem voor een optimaal tilbereik in de gehele kamer of ruimte. U kunt kiezen om deze zonder ondersteuning uit te breiden tot 8 meter, zo behoudt u de vrije ruimte op de vloer.

Het modulaire design van de rails is zo ontworpen dat deze gewijzigd, verlengd of verplaatst kunnen worden. U bent verzekerd van een goede investering met lange termijn voordelen.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann BV
Tel.: 053 428 30 90
info@guldmann.nl
www.guldmann.nl