



Guldmann Norge
Tel. +47 9060 0130
norge@guldmann.com
www.guldmann.no



? kg

Guldmann klasse III-vekt

– Digital medisinsk vekt innebygd i GH3+ takheis

Guldmann klasse III-vekt er en digital vekt integrert i GH3 + løftemodul.

Den integrerte klasse III-vekten brukes til medisinsk veiing av pasienter når de løftes i seil, i forbindelse med for eksempel innleggelse på intensivavdeling hvor nøyaktig overvåking av pasientens vektendringer er nødvendig. Den er også nyttig i omsorgsboliger der det kan være behov for å passe på at en eldre beboer holder stabil vekt.

Vekten vises på håndbetjeningen med forskjellig nøyaktighet i to vektintervaller: 100 grams nøyaktighet ved veiing av pasienter under 200 kg og 200 grams nøyaktighet ved veiing av pasienter fra 200-500 kg.

Guldmann klasse III-vekten er den første godkjente medisinske vekten på markedet som er integrert i en takheis, og oppfyller vilkårene for medisinsk veiing med kalibrerte, verifiserte og gjentatte vektmålinger med klasse III-presisjon i samsvar med EU-direktiv 2014/31 / EU.

For å oppnå det lovpålagte presisjonsnivået, tar vekten hensyn til den spesifikke G-faktoren på adressen der den brukes, noe som betyr at hver klasse III-vekt skal produseres for sluttkunden.

I prinsippet fungerer klasse III-vekten på samme måte som Guldmanns eksisterende integrerte veiemodul, inkludert hensynet til presisjon. Klasse III-skalaen har imidlertid bare tillatelse til å vise pasientens vekt i kilogram.