



Vegskinne-system

Frihet til bevegelse – mer tid til omsorg

Diskret og enkelt å bruke og installere i både nye og eksisterende bygninger

Det veggmonterte skinnesystemet er en sikker, komfortabel og effektiv løsning til løft og forflytning av personer med tap av funksjonsevne. Systemet kan også brukes til gå- og balansetrening samt personlige pleieoppgaver.

Veggskinnen kan installeres direkte på alle slags vegger, og den fleksible traversskinnen vil automatisk kompensere for eventuelle skjevheter med opptil 80 mm.

Veggskinnesystemet kan brukes sammen med GH3, GH1/GH1Q-takheisene eller med GHZ-løftemodulen som er innebygd i traversskinnen. Ved bruk av GH1/GH1Q samt GHZ-takheisene foretas opplading via håndbetjeningen i en ladestasjon, mens opplading av GH3 foregår automatisk i skinnen uansett hvor løftemodulen er plassert i skinnesystemet.

Med et gjennomgående skinnesystem – der traversen føres over veggen til det tilstøtende rommet – oppnår du komplett dekning og effektiv forflytning fra rom til rom, f.eks. fra soverom til badrom.

Når systemet ikke er i bruk, kan løftemodulen, løftebøylen og seilet oppbevares i et skap – og er dermed skjult på en diskrete måte og nesten usynlig. Skapet kan utformes slik at det kan åpnes fra begge sider av veggen mellom to rom, noe som gjør løftemodulen tilgjengelig fra begge rom.

Veggskinnen er klargjort for mulig installasjon av LED-lys hvis det er ønskelig. Skinnen kan enkelt brukes til opphenging av forskjellige ting, som malerier, dekorasjoner eller gardiner.



Diskré og elegant

- Systemet passer perfekt inn i omgivelsene og er nesten usynlig når det ikke er i bruk
- Integret to-sidig skap til oppbevaring av heis og seil
- Lading av løftemodul enten via håndkontroll i ladestasjon (GH1/GH1Q, GHZ) eller automatisk lading i skinnen (GH3)
- Veggskinne er hvitlakkerte og glir diskret inn i de fleste omgivelser




Enkelt og fleksibelt system

- Gjennomgående skinesystem
- Full dekning og effektiv forflytning fra rom til rom
- Smidig og komfortabel forflytning
- Enkel å bruke




Enkel og effektiv

- Enkel og økonomisk installasjon
- Lett å ta ned og gjenbruke
- Installasjon direkte på alle typer vegger
- Fleksibel traversskinne kompensere for skjevheter opp til 80 mm



80 mm



Ekstrafunksjoner

- Forberedt for mulig installasjon av LED-lys
- Oppheng av malerier, dekorasjoner, gardiner osv.

LED-Lys, oppheng og kroker er ikke tilgjengelig i Guldmanns produktsortiment.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

V. Guldmann A/S
Tel. +47 40 000 564
norge@guldmann.com
www.guldmann.no