



GL5.2

mobil personløfter

– gjør forflytninger lettere slik at risikoen for ryggskader hos pleieren blir lavere, samt forbedrer komforten og sikkerheten til både pleier og bruker.

GL5.2 mobile personløftere er gulvbaserede alternativer til de takmonterte heisløsningene tilgjengelige i Guldmanns sortiment.

GL5.2-løfteren er også tilgjengelig i to forskjellige modeller med løftekapasitet på henholdsvis 155 eller 205 kg. Begge modellene har en elektrisk løtefunksjon

og breddejustering for enkel tilgang rundt stoler og bad samt mulighet til å løfte fra gulvet.

Løfting til og fra gulvet

GL5.2 kan løfte direkte fra gulvet til en stol eller seng. Dette gjør GL5.2 til en god løsning hvis det oppstår et behov for et uforutsatt løft der det ikke finnes noen takmontert heis.

Løfting til og fra sengen

GL5.2 løfter effektivt til og fra sengen. Fordi den kan løfte høyt og strekkes

langt, kan brukeren plasseres riktig midt i sengen eller settes riktig i en rullestol.

Tunge løft

GL5.2 har kapasitet til å løfte 205 kg og kan dermed løfte bariatriske pasienter.

Horisontale løft

Det avanserte designet for høye løft og stor rekkevidde gjør at GL5.2 er godt egnet for horisontale løft ved hjelp av en bære av typen som finnes i Guldmanns sortiment av tilbehør.



GL5.2s egenskaper

- Lave løft – mulighet til å løfte direkte fra gulvet
- Høye løft – mulighet til å løfte høye brukere i store seil uten problemer
- Fleksibel – med riktig seil og tilbehør oppfylder GL5.2 alle krav til forflytning og håndtering
- Brukervennlig – lett å bruke for både høye og lave personer.
- Trygg – GL5.2 er sterk, stabil og pålitelig – designet for intensiv bruk i fagarbeidsmiljøer
- Pålitelig – GL5.2 har en visuell indikator som varsler om personløfteren er overbelastet. Batterinivået indikeres også i tre trinn:
 - Lavt 0–25 %
 - Middels 25–50 %
 - Høyt 50–100 %Lydalarm for lav batterispenning ved rundt 25 %.
- Visuell serviceindikator lyser når det er behov for vedlikehold.
- Sterke, lydløse og raske Linak-styreelementer
- Moderne design – lademulighet på og av løfteren tilpasset miljøet GL5.2 skal brukes i.
- Allsidig – GL5.2 forenkler håndteringen av en lang rekke forflytnings- og håndteringssituasjoner samtidig som den er ergonomisk forsvarlig og trygg for både pleier og bruker.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Norge
Tel. +47 9060 0130
smy@guldmann.com
www.guldmann.no