



Smart Glide

Gjør daglige oppgaver mer effektive og sikre

Smart Glide er et universal glideduk som brukes til å redusere friksjonen mellom brukeren og overflaten. Den kan brukes til ulike pleieoppgaver og gir en mer effektiv og sikker arbeidsprosess.

Smart Glide er et flott supplement til seilsortimentet vårt og letter prosessen med å plassere seilet før pasienten løftes fra en rullestol eller seng. Dette sikrer at bevegelsen er tryggere og mer behagelig for både pasient og personale.

Smart Glide er laget av nylonmateriale med silikonbelegg som minimerer friksjon og støy.

Stoffet er OEKO-TEX 100-sertifisert og dermed testet for farlige stoffer som er skadelige for både helse og miljø.

Smart Glide kan enten tørkes av med desinfiserende middel, eller vaskes ved 40°C.

Smart Glide-stoffet har en maksimal vektkapasitet på 150 kg.



- Gjør det lett å bruke seil
- Ingen støy under bruk
- Klipp bare den størrelsen du trenger
- Konstruert med rip-stop for å unngå frynser
- Anbefales å bare brukes til én pasient
- Kan tørkes av eller vaskes

Smart Glide-rollerne leveres med en spesialkniv, Smart Glide Cutter, som gjør det enkelt å kutte den ønskede størrelsen på glideduken for den aktuelle pleieoppgaven, slik at man unngår svinn.



Smart Glide ruller

284472 M : bredde 100 cm, ruller á 100 m

284473 L : bredde 140 cm, ruller á 100 m

Smart Glide Precut

561500 : 5 esker med 20 stk, 100 x 125 cm

561500-1 : 1 eske med 20 stk, 100 x 125 cm

561501 : 5 esker med 20 stk, 100 x 145 cm

561501-1 : 1 eske med 20 stk, 100 x 145 cm

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Norge
Tel. +47 40 000 564
norge@guldmann.com
www.guldmann.no