



# GL5.2

## Sollevatore mobile

***– semplifica il trasferimento riducendo il rischio di lesioni alla schiena per gli assistenti sanitari e garantendo comodità e sicurezza anche per il paziente.***

I sollevatori mobili GL5.2 sono alternative a pavimento rispetto alle soluzioni di sollevamento a soffitto offerte dalla linea di prodotti Guldmann.

Il sollevatore GL5.2 è disponibile in due diversi modelli, uno con capacità di sollevamento fino a 155 kg e l'altro fino a 205 kg. Entrambi i modelli sono dotati di sollevamento e regolazione

della larghezza elettrici per consentire un agevole accesso attorno a sedie e vasche e per favorire il sollevamento dal pavimento.

### **Sollevamento da e verso il pavimento**

GL5.2 è in grado di sollevare il paziente direttamente dal pavimento verso una sedia o il letto. Per questo motivo, GL5.2 rappresenta la soluzione ideale per effettuare il sollevamento in assenza di sollevatore montato a soffitto.

### **Sollevamento da e verso il letto**

GL5.2 garantisce un sollevamento efficace da e verso il letto. Grazie alla capacità

di sollevamento ad altezze elevate e alla grande portata, il paziente può essere posizionato correttamente al centro del letto o su una carrozzina.

### **Sollevamento di carichi pesanti**

Nella versione con capacità di sollevamento di 205 kg, GL5.2 è ideale per sollevare pazienti bariatrici.

### **Sollevamento orizzontale**

Grazie al design avanzato che consente un'altezza di sollevamento elevata e alla grande portata, GL5.2 è idoneo al sollevamento orizzontale con accessori tipo la barella di sollevamento Guldmann.



### Caratteristiche di GL5.2

- Sollevamento dal basso – Possibilità di sollevare il paziente direttamente dal pavimento
- Sollevamento dall'alto – Possibilità di sollevare pazienti alti con imbragature lunghe senza difficoltà
- Flessibilità – Con l'imbragatura e gli accessori appropriati, il sollevatore GL5.2 si adatta a qualsiasi requisito di mobilitazione e movimentazione
- Semplicità di utilizzo – Adatto a pazienti alti e bassi
- Sicurezza – Il sollevatore GL5.2 è solido, stabile e affidabile, progettato per l'uso intensivo in ambienti di lavoro professionali
- Affidabilità – Il sollevatore GL5.2 è dotato di un indicatore visivo che segnala un eventuale sovraccarico del dispositivo. La carica della batteria è indicata con 3 intervalli:
  - Bassa, da 0 al 25%
  - Media, dal 25 al 50%
  - Alta, dal 50 al 100%Un segnale acustico indica quando il livello di carica della batteria raggiunge circa il 25%.
- Un indicatore di manutenzione visivo segnala la necessità di manutenzione.
- Martinetti Linak robusti, silenziosi e veloci
- Design moderno – Ricarica durante il funzionamento o no, per adattarsi all'ambiente in cui viene utilizzato il sollevatore GL5.2.
- Funzionalità complete – GL5.2 si adatta a situazioni ed esigenze di mobilitazione e movimentazione diversissime, offrendo sempre la massima sicurezza ergonomica per assistente sanitario e paziente.

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Srl**  
N° Verde 800 781 604  
Tel. +39 0521 660132  
Fax +39 0521 691399  
Cell. +39 340 9087107  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it