



**Guldmann Srl**  
 Tel. +39 0521 660132  
 Cell. +39 340 9087107  
 italia@guldmann.com  
 www.guldmann.it

## Sollevatore mobile Guldmann GL5.2 – ruote da 100 mm

### Caratteristiche tecniche

#### Funzioni

Capacità max. sollevam. : 155/205 kg  
 Velocità di sollev. con  
 85 kg di carico : 36 mm/sec  
 Numero di sollevamenti  
 per carica : 50 sollevamenti con 85 kg  
 Intervallo di sollev. : 1302 mm

#### Operazioni

Sollevamento : Elettrico  
 Regolazione base : Elettrico

#### Pesi


Totale : 44 kg  
 Telaio : 22 kg  
 Albero+braccio sollevam. : 22 kg  
 Telecomando : 0,25 kg

#### Dimensioni

A. : 69 mm  
 B. : 143 mm  
 C. : 2013 mm  
 D. : 1365 mm  
 E. : 393 mm  
 F. : 630 mm  
 G. : 1325 mm  
 H. min/max : 664/1967 mm  
 I. min/max : 456/1759 mm  
 J. min/max : 530/1300 mm  
 K. min/max : 695/1410 mm

#### Raggio di curvatura

Raggio di curvatura : 1460 mm



#### Caratteristiche di sicurezza

Stop di emergenza : Sì  
 Discesa di emergenza : Sì, elettronica. Meccanica a richiesta  
 Interruzione autom. : Sì

#### Componenti elettrici

Acceso/Spento : Automaticamente  
 Alimentatore integrato  
 per il caricamento  
 Ingresso : 120-240Vca, 50-60 Hz, 30 VA  
 Batteria, sostituibile : 25,2 V / 2,9 Ah  
 Tempo di carica : Max. 4 ore  
 Consumo/potenza  
 dell'attuatore : 24V, max 8A  
 Ciclo di lavoro : Max. 10%, max. 2 min. inserito,  
 18 min disinserito.  
 Protezione batterie : Spegimento autom. in caso di tensione  
 critica. Indicatore luminoso in caso di  
 bassa tensione.

#### Classe di isolamento

Sollevatore mobile : IP 30  
 Telecomando : IPX 4  
 Alimentatore integrato : IPX 6  
 Batteria : IPX 6  
 Attuatore : IPX 4

#### Accessori/Varie

: - Barra di presa  
 - Trasformatore esterno

#### Marcatura


I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

#### Codice articolo/Modello

562308 : 205 kg, ruote da 100 mm  
 562309 : 155 kg, ruote da 100 mm  
 562312 : 205 kg, ruote da 100 mm, abbassa-  
 mento manuale  
 562313 : 155 kg, ruote da 100 mm, abbassa-  
 mento manuale

#### Classificazione

secondo class.ISO 9999 : 12 36 03



Time to care

Guldmann™