



## Es ist an der Zeit, die Handhabungspraktiken im OP zu verändern

OP-Säle sind in der Regel mit Personal und Ausrüstung überfüllt, was das OP-Personal zwingt, in ungünstigen Körperhaltungen zu arbeiten.

In Verbindung mit den manchmal hektischen Situationen und mit der Notwendigkeit, körperlich abhängige Patienten zu betreuen, erhöht sich die Verletzungsgefahr für Patienten und Personal.

In vielen OP-Sälen hebt, schiebt und zieht das OP-Personal Patienten immer noch manuell, wenn sie von A nach B bewegt oder gehoben oder für die anstehende Operation richtig positioniert werden müssen.


Dieses manuelle Heben und Positionieren narkotischer Patienten erfordert mehr Zeit und bindet mehr Personalressourcen. Zusätzlich birgt das manuelle Heben und Tragen ein hohes Risiko von Scherkräften und Reibung auf der Haut des Patienten, und erhöht außerdem das Risiko unbeabsichtigter Zwischenfälle, etwa durch Missverständnisse zwischen dem Personal oder durch nicht verriegelte Tische.

Im OP wird häufig ein breites Spektrum an Hebe- und Positionierungsaufgaben durchgeführt, darunter:

- Seitliche Positionierung
- Bauchlagerung
- Anheben des Oberkörpers (z. B. für Positionierung von Nackenrollen)
- Heben von Extremitäten
- Heben des Patienten vom Bett auf den OP-Tisch und wieder zurück
- Heben des Beckens
- Hochlegen der Beine nach spinaler Sedierung (Patient sitzt auf der Kante des OP-Tisches)
- Allgemeine Handhabung und Heben von adipösen Patienten

Ein Deckenlifter von Guldmann gewährleistet eine sichere Handhabung des Patienten und schafft mehr Zeit für die Pflege.





### 1. GH3+-Deckenlifter, 200-400 kg

Das GH3+ Hebemodul ist leistungsstark, vielseitig und kann in jeder Arbeitsumgebung installiert werden. Die Auswahlmöglichkeit aus einer Vielzahl an Funktionen, wie beispielsweise einem integrierten Waage-Modul, Hebestatistiken oder Service-Informationen, ist unübertroffen. Das GH3+ Hebemodul verfügt über die innovativste unserer Handbedienungen und hat ein integriertes LCD-Display zur diskreten Anzeige von Gewicht und anderen gewünschten Daten.

### 2. Umlagerungstuch, 500 kg

Ein Hebetuch zur Verwendung als Teil der Bettwäsche. Es kann in der Bettwäsche belassen werden, sodass es jederzeit einsatzbereit und für das Personal während der Pflegeaufgaben zugänglich ist.

*Geeignet für:*

- den Transfer von Patienten auf und von einer Reihe verschiedener Oberflächen (Bett, Liege, Boden usw.)
- das Wenden von Patienten
- das Umlagern von Patienten
- Verwendung beim Wechsel der Bettlaken
- Verwendung in Verbindung mit CT-Scans / MRTs.

Das Umlagerungstuch ist in einer Einweg-Version (Polyester, speziell gewebt) und in einer wiederverwendbaren Polyester-Version (waschbar) für den wiederholten Gebrauch erhältlich.

### 3. Horizontaler Liegebügel, 350 kg

Horizontaler Liegebügel mit stufenloser Gewichtseinstellung. Kann mit dem Deckenlifter GH3 und mit einem persönlichen Hebesitz in voller Körperlänge aus Einwegmaterial oder aus waschbarem Gewebe verwendet werden.

Geeignet für horizontales Umpositionieren von Patienten z. B. in und aus Bett, auf die und von der Trage, vom und auf den OP-Tisch, usw.

### 4. Umlagerungstuch

Das Umlagerungstuch ermöglicht es, den Pflegebedürftigen auf einfache Weise auf eine Seite oder in die Bauchlage zu drehen, z. B. auf dem OP-Tisch. Die Verwendung des Hebetuches zusammen mit dem Hebezubehör verhindert Scherkräfte und Reibung auf der Haut des Patienten, und verbessert gleichzeitig die Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

### 5. Multi Stützsitz

Ein Hebesitz, der in vielen Situationen verwendet werden kann, um einen Teil des Körpers zu heben. Es ist möglich, zwei Multi Stützsitze gleichzeitig zu verwenden, um eine größere Körperfläche zu stützen. Der Multi Stützsitz kann in den folgenden Situationen verwendet werden:

- Anheben des Oberkörpers zur Positionierung von Nackenrollen
- Anheben der Hüften zum Anlegen eines Lakens unter den Pflegebedürftigen
- Anheben, Absenken und Positionieren der Beine aus der Sitzposition an der Bett-/Tischkante in die Rückenlage
- Anheben von Extremitäten

Der Multi Stützsitz ist in einer Einweg-Version (Polyester, speziell gewebt) und in einer wiederverwendbaren Polyester-Version (waschbar) für den wiederholten Gebrauch erhältlich.

### 6. FH Band

Das FH Band wird in Verbindung mit dem Lifter verwendet, um ein Bein oder einen Arm anzuheben. Der Hebegurt verhindert statische Muskelanstregung, was zu einer verbesserten Arbeitsumgebung für Pflegendende führt.

### 7. OP-Tuch - Oberkörper

Das OP-Tuch wird in Kombination mit dem Guldmann Kreuzbügel (400 kg) eingesetzt, um den Oberkörper des Patienten auf den Operationstisch zu heben, oder um ihn vom Operationstisch aus in eine horizontale Position zu liften.

Time to care

V. Guldmann A/S  
Hauptsitz:  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann GmbH  
Tel. +49 611 974 530  
info@guldmann.de  
www.guldmann.de