



Barra di presa ad H Specifiche tecniche

Funzioni

Capacità massima di sollevamento : 375 kg
Punti di sospensione : 2

Peso e materiali

Barra di presa ad H : 1,6 kg

Barra di presa : Acciaio antiruggine coperto con schiuma di poliuretano
Punti di sospensione : Acciaio antiruggine

Accessori/Varie

Swing kit : 554903
Barra di presa
Medium : 556890
Small : 556880
X-Small : 556970

Barra di presa ad H + Barra di presa

556950 + 556890 : C = 340 mm
556950 + 556880 : C = 312 mm
556950 + 556970 : C = 289 mm

Marcatura



I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice/Modello

556950 : Barra di presa ad H

Classificazione

Secondo ISO 9999 : 12 36 03



Time to care