



Barra di presa incrociata, 400 kg Specifiche tecniche

Funzioni

Capacità massima di sollevamento : 400 kg
Punti di sospensione : 4

Peso e materiali

Peso, totale : 4,6 kg
Barra di presa : Acciaio inossidabile, rivestimento a polvere

Dimensioni

A : 192 mm
B : 309 mm
C : 520 mm

Accessori/Varie

Imbragatura per sollevamento : Vedi catalogo

Marcatura


I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice/Modello

561610 : Barra di presa incrociata, 400 kg

Classificazione

Secondo ISO 9999 : 12 36 03



Time to care