



## Barra di presa incrociata

### Specifiche tecniche

#### Funzioni

Capacità massima di sollevamento : 500 kg  
Punti di sospensione : 4

#### Peso e materiali

Peso, totale : 8,8 kg  
Barra di presa : Acciaio inossidabile, rivestimento a polvere

#### Dimensioni

A : 860 mm  
B : 540 mm  
C : 250 mm

#### Accessori/Varie



Imbragatura per sollevamento : Vedi catalogo

#### Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

#### Classificazione

Secondo ISO 9999 : 12 36 03



Time to care