



**Guldmann Sarl**  
Tél. +33 145 54 78 36  
No Vert 0800 914 179  
Fax +33 145 57 10 52  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr

## Cintre de levage (2016) Spécifications techniques

### Fonctions

Capacité de levage max. : 375 kg  
Points d'accroche : 4

### Poids et matériaux

Medium, total : 1,8 kg  
small, total : 1,6 kg  
X-small, total : 1,35 kg

Cintre de levage : Acier galvanisé recouvert  
de mousse polyuréthane  
Points d'accroche : Acier galvanisé

### Dimensions

556890 medium

A : 600 mm  
B : 534 mm  
C : 128 mm

556880 small

A : 500 mm  
B : 440 mm  
C : 100 mm

556870 x-small

A : 395 mm  
B : 343 mm  
C : 77 mm

### Accessoires / Divers


Harnais de levage : voir brochure

### Marquage

Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

### Classification

Selon la norme ISO 9999 : 12 36 03



Time to care