



**Guldmann Sarl**  
Tél. +33 145 54 78 36  
Fax +33 145 57 10 52  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr

## Cintre de levage en croix Spécifications techniques

### Fonctions

Capacité de levage max. : 500 kg  
Points d'accroche : 4

### Poids et matériaux

Poids, total : 8,8 kg  
Cintre de levage : Acier inoxydable, laqué poudré

### Dimensions

A : 860 mm  
B : 540 mm  
C : 250 mm

### Accessoires / Divers



Harnais de levage : voir brochure

### Marquage

Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

### Classification

Selon la norme ISO 9999 : 12 36 03



| Time to care |