



# Smart Glide

**Rendre les tâches quotidiennes plus efficaces et plus sûres**

***Smart Glide est un drap de glisse polyvalent utilisé pour réduire la friction entre l'utilisateur et la surface. Il peut être utilisé pour différentes tâches de soins, pour rendre le processus de travail plus efficace et plus sûr.***

Le drap de glisse est un excellent complément à notre gamme de harnais et facilite le positionnement de ce dernier avant de lever le patient du fauteuil roulant ou du lit. Le mouvement est ainsi plus sûr et plus confortable pour le patient et le personnel soignant.

Smart Glide est fabriqué en nylon recouvert de silicone, ce qui minimise la friction et le bruit.

Le tissu est certifié OEKO-TEX 100 et donc testé pour détecter les substances nuisibles pour la santé et l'environnement.

Smart Glide peut être soit lavé en machine soit lavé avec un désinfectant.

Le tissu Smart Glide a une capacité de poids maximale de 150 kg.



- Facilite l'utilisation des harnais
- Pas de bruit pendant l'utilisation
- Coupez uniquement la dimension dont vous avez besoin
- Conçu en ripstop pour éviter l'effilochage
- Usage unique recommandé
- Peut être essuyé ou lavé

Les rouleaux Smart Glide sont livrés avec un couteau spécial, le Smart Glide Cutter, qui permet de découper facilement le drap de glisse à la dimension adéquate pour la tâche de soin, évitant ainsi le gaspillage.



#### Smart Glide Rouleau

284472 M : Largeur 100 cm, Rouleau de 100 m  
284473 L : Largeur 140 cm, Rouleau de 100 m

#### Smart Glide Precut

561500 : 5 boîtes of 20 pcs, 100 x 125 cm  
561500-1 : 1 boîte of 20 pcs, 100 x 125 cm  
561501 : 5 boîtes of 20 pcs, 100 x 145 cm  
561501-1 : 1 boîte of 20 pcs, 100 x 145 cm

Time to care

V. Guldmann A/S  
Tél. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Sarl  
Tél. +33 145 54 78 36  
france@guldmann.com  
www.guldmann.fr