



## Percha cruzada, 400 kg

### Características técnicas

#### Funciones

Capacidad de elevación, máx: : 400 kg  
Puntos de suspensión: : 4

#### Peso y materiales

Peso, total : 4,6 kg

Percha de elevación : Acero inoxidable, recubierto de polvo

#### Medidas

A : 192 mm  
B : 309 mm  
C : 520 mm

#### Accesorios/Varios

Cabestrillo : Véase el folleto

#### Etiquetado


El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

#### Número de producto/Modelo

561610 : Percha cruzada, 400 kg

#### Clasificación

Conforme a la ISO 9999 : 12 36 03



Time to care