



Catálogo de productos



Guldmann™

Sistemas de grúas de techo

Grúas de techo GH3 4

GH3	5
GH3+	5
GH3 Twin	5
Módulos opcionales	6
– Drive Motor Module (GH3 / GH3+)	
– Módulo de control por infrarojo (GH3 / GH3+)	
– Módulo de báscula (GH3+)	
– Módulo de báscula de Clase III (GH3+)	
– Módulo de entrenamiento (GH3+)	
El universo digital de Guldmann	
– MyGuldmann (GH3+ / GH1+)	8
Especificaciones técnicas	16

Grúas de techo GH1 10

GH1	11
GH1+	11
GH1 Q / GH1+ Q	11
GH1 F	12
Especificaciones técnicas	16

Grúa de techo GHZ 14

GHZ	15
Especificaciones técnicas	16

Raíles 17

Raíles	17
Raíl de pared	20
Raíl GHZ	20
Raíl Midi	20
Componentes para sistemas de raíl	21
– Soportes	
– Carros	
– Componentes	
Sistema de raíles independiente	33

Elevadores móviles

Grúa de suelo GL6 34

GL6 Basic	34
GL6 Advanced	34

Bipedestadora GLS5.2 35

GLS5.2	35
--------------	----

Variantes – GL6 Basic, GL6 Advanced y GLS5.2	36
--	----

Plataforma de transferencia GTP1 37

GTP1	37
------------	----

Arneses y accesorios de elevación

Arneses ABC – Active	40
Arneses ABC – Basic	42
Arneses ABC – Custom	44
Arneses ABC – Kids	46
Arneses bariátricos	50
Arneses desechables	54
Tallas y tejidos	61
Opciones de giro y manipulación	62
Tecnología RFID	65
Opciones de percha de elevación	66
Bastidores de camilla horizontales	69
Accesorios	72



Transferencia



Tratamiento



Entrenamiento

Guldmann es el experto en proporcionar soluciones seguras, cómodas y eficaces para mejorar el entorno laboral en el sector sanitario, donde se necesita levantar, trasladar y posicionar a las personas, así como ayudarlas a moverse y rehabilitarlas. Nuestro principal objetivo es garantizar que los cuidadores puedan dedicar más tiempo a la atención personal, que es tan importante. Logramos esto permitiéndoles hacer que todas las operaciones de elevación y traslado sean lo más fluidas y eficientes posible en cada etapa.

Y lo hacemos de manera que se satisfagan las necesidades concretas de todas las partes implicadas. En este campo tan especializado, la experiencia es realmente importante. Guldmann ha perfeccionado una amplia gama modular de soluciones de elevación y traslado, basándose en más de un cuarto de siglo de experiencia en el suministro de productos de tecnología de asistencia diseñados para ayudar a las personas a vivir sus vidas al máximo.

El enfoque de Guldmann

Desarrollamos y fabricamos una amplia gama de productos que toman en consideración tanto el entorno de trabajo de los cuidadores como la comodidad y la seguridad personales de los usuarios. Ayudamos a todas las partes implicadas a elegir las soluciones, los productos y los módulos que mejor satisfacen sus necesidades.


Nuestros productos están diseñados para poder combinarse y utilizarse de muy diversas formas, lo que nos permite ofrecerle una solución completa adaptada a sus necesidades actuales y perfectamente preparada para satisfacer los requisitos funcionales del futuro.

Proporcionamos herramientas de análisis y asesoramiento experto para garantizar una decisión bien fundamentada. Colaboramos con arquitectos, ingenieros consultores y contratistas de la construcción, así como con todas las demás profesiones implicadas, para garantizar que las soluciones acordadas puedan integrarse de manera eficiente tanto en instalaciones nuevas como en las ya existentes.

Asimismo, ayudamos a los clientes asegurándonos de que estas soluciones se instalen correctamente. Organizamos programas de formación que ayudan a los cuidadores a decidir cuáles son las mejores soluciones para sus necesidades específicas, y les enseñamos a utilizar el sistema de la forma más segura y eficaz.

Nuestro objetivo es crear más «tiempo para cuidar» en lo que respecta a las necesidades de elevación y traslado en todo el espectro del ámbito sanitario. Nuestros servicios incluyen asistencia técnica, formación, instalación y mantenimiento.

| Time to care |



Grúas de techo GH3



Grúas de techo GH3



reddot design award
honourable mention 2009

1



GH3

Fácil de usar, extremadamente potente y rápido para instalación permanente. Carga en riel o, de forma opcional, mediante un mando analógico en una estación de carga en la pared. Preparado para motor horizontal y mando IR (opcional). Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 200, 250, 275, 300, 350, 375 o 400 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16.*

2



GH3+

Similar al GH3, pero con mayor velocidad de elevación. Conexión Wi-Fi y lista para conectarse en línea a la plataforma digital MyGuldmann. La pantalla del mando digital muestra información de servicio y alarmas, como fecha de inspección superada o batería baja crítica, además de datos de uso. El GH3+ está preparado para la incorporación de varios módulos funcionales adicionales. Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 200, 250, 275, 300, 350, 375 o 400 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16.*

3



GH3+ Twin

Grúa de techo reforzado con doble correa de elevación que proporciona espacio adicional para el paciente y control automático del ángulo de inclinación seleccionado durante las elevaciones horizontales. Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 250, 375 o 500 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16.*

Análogo
Mando
para GH3



Digital
Mando
para GH3+



Módulos opcionales – Funcionalidad bajo demanda



4

Módulo con motor manejable (GH3 / GH3+)


Para el movimiento horizontal de grúa de techo en el sistema de rieles. Se acciona mediante mandos analógicos y/o digitales, y opcionalmente con un mando inalámbrico por infrarrojos. Instalado de fábrica.

5

Módulo de control por infrarojo (GH3/GH3+)

Permite el funcionamiento remoto de la grúa de techo, switch track y la mesa giratoria mediante un mando por infrarojo. Instalado de fábrica o adaptado in situ.





6

Módulo de báscula (GH3+)

Módulo de báscula integrado

Módulo de báscula integrado para pesar a una persona usando un arnés. El peso de la persona se muestra en la pantalla del mando. Instalado de fábrica o, en algunos casos, adaptado in situ. Disponible para compra o alquiler.

1 mes.9852
Permanente9853



7

Módulo de báscula de Clase III (GH3+)

Módulo de báscula de precisión de Clase III integrado.

La báscula integrada de Clase III se utiliza para pesar pacientes, por ejemplo, durante la hospitalización, donde es necesario un control preciso del peso del paciente. El peso se muestra en el mando. Esta es la primera báscula homologada de Clase III del mercado integrada en un grúa de techo que cumple con las condiciones para instrumentos de pesaje no automáticos, de conformidad con la Directiva 2014/31/UE de la UE. Instalación de fábrica únicamente.




8

Módulo de entrenamiento (GH3+)

Módulo para funciones de entrenamiento activo.

Proporciona rehabilitación con alivio de peso dinámico de hasta 100 kg en incrementos de 1 kg. Los ejercicios de rehabilitación típicos con alivio de peso dinámico en el módulo Trainer pueden incluir: entrenamiento de la marcha, equilibrio, sentarse y levantarse, sentadillas, ejercicios para superar obstáculos, etc. Instalación de fábrica o adaptación in situ. Disponible para compra o alquiler.

1 mes.9850
Permanente9851



MyGuldmann

Más tiempo para los cuidados,
menos tiempo dedicado a las tareas administrativas

Todo su equipo. Una visión general.

MyGuldmann reúne todos sus productos de Guldmann en una plataforma intuitiva que le ofrece una visión general, información y la seguridad de que su equipo está siempre listo, con el mantenimiento adecuado y utilizado de forma óptima.

La plataforma se puede descargar gratuitamente desde la Microsoft Store y proporciona acceso automático a una solución basada en la nube a la que solo usted plataforma y sus socios seleccionados tienen acceso.

MyGuldmann Basic

– máximo tiempo de actividad, mínima preocupación

Grúas de techo

Conecte sus grúas de techo en línea y obtenga una visión general completa al instante.

Consulte todas sus grúas de techo en un único mapa, incluyendo su estado, ubicación, historial de mantenimiento y cualquier alarma. Con un solo clic, obtenga información sobre el uso, los fallos y las necesidades de mantenimiento, lo que le permitirá aumentar el tiempo de actividad y reducir al mínimo el tiempo de inactividad. Las grúas de techo más antiguas y sin conexión se pueden conectar manualmente.

Arneses

Todos los arneses de Guldmann más recientes cuentan con etiquetas RFID. Conecte un escáner a MyGuldmann, escanee sus arneses y obtenga una visión general rápida del número, los tipos, la antigüedad y el estado de las inspecciones.

Utilice la función de inspección para realizar inspecciones y crear automáticamente un registro que cumpla con la normativa vigente.

Las etiquetas RFID sueltas se pueden conectar a los arneses más antiguos. Consulte la página 65 para obtener más información.

MyGuldmann Pro

– más información, más valor

La licencia Pro permite supervisar las grúas de techo y ofrece vistas de datos avanzadas, funciones de filtrado y gestión de derechos.

Puede compartir datos seleccionados con compañeros y socios, y configurar notificaciones automáticas para servicios o errores, por ejemplo. Las licencias se pueden comprar por periodos cortos o largos a través de la plataforma MyGuldmann.

La plataforma MyGuldmann está preparada para el intercambio de datos con sistemas de terceros

Función bajo demanda

– flexibilidad sin límites

Las unidades GH3+ seleccionadas se pueden actualizar con funciones como el módulo de entrenamiento y la báscula, justo cuando las necesite y solo durante el período deseado. Esto proporciona máxima flexibilidad y una óptima rentabilidad. En MyGuldmann puede gestionar y supervisar sus funciones.

Consulte la página 7 para obtener detalles sobre qué módulos se pueden conectar a qué modelos de grúas de techo.

CARACTERÍSTICAS	MyGuldmann Basic	MyGuldmann Pro
Mapa general de todas las grúas de techo conectadas	✓	✓
Nombre de visualización/número de serie en las grúas de techo	✓	✓
Fecha de instalación	✓	✓
Próximas inspecciones	✓	✓
Último uso	✓	✓
Alarmas de fallos	✓	✓
Alarmas de inspecciones vencidas	✓	✓
Datos de uso que muestran la frecuencia y el momento en que se utilizan todas las grúas de techo	✓	✓
Resumen de activos de todas las grúas de techo + funcionalidades	✓	✓
Añadir/quitar grúas de techo	✓	✓
Opción para añadir arneses de elevación con etiquetas RFID mediante escaneo (se pueden conectar etiquetas RFID independientes a los arneses más antiguos)	✓	✓
Resumen de arneses añadidos	✓	✓
Seguimiento de las inspecciones reglamentarias de los arneses	✓	✓
Clasificación de datos mediante filtros de fecha y ubicación	—	✓
Asignación de permisos y roles con diferentes niveles de acceso	—	✓
Configuración de notificaciones de alarmas que se envían directamente por correo electrónico a la persona responsable	—	✓

MyGuldmann Basic (GH1+ y GH3+)


Incluido para todos los clientes que tengan una grúa de techo de Guldmann.

MyGuldmann Pro (GH1+ y GH3+)

Disponible por una cuota mensual por grúa de techo – póngase en contacto con su representante de ventas local para solicitar una prueba gratuita

MyGuldmann Pro

..... 9854



Grúas de techo GH1



Grúas de techo GH1



9

10

11



GH1

Fácil de usar, potente y rápido para instalación permanente o para uso en sistemas de rieles independientes. Se carga mediante el mando analógico y la estación de carga mural. Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 175, 205 o 255 kg, 175, 205, or 255 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16*



GH1+

Similar al GH1, pero con conexión Wi-Fi y preparado para conectarse a la plataforma digital «MyGuldmann». Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 175, 205 o 255 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16.*



GH1 Q / GH1+ Q

Modelo de grúa de techo equipado con función de liberación rápida para una fácil instalación y extracción, sin herramientas, de los sistemas de rieles. No aptos para sistemas con vías con sistema Combilock o Switch Tracks. Con doble velocidad de elevación. Capacidad de elevación: 150, 175, 205 o 255 kg. *Tabla de especificaciones en la página 16.*



Estación de carga GH1



Mando GH1



Grúa de techo GH1 F



Grúa de techo GH1 F



12



GH1 F

Grúa de techo flexible que se puede desplazar de un sistema de raíles a otro. Se instala y desinstala automáticamente del sistema de raíles. Con doble velocidad de elevación. Capacidad de carga de 175, 205 o 255 kg. Consulte la tabla en la página 16

13



Carro de transporte GH1 F

Carro de transporte y almacenamiento para el GH1 F.
.....554273



Mando para GH1 F

Estación de carga para GH1 F

Grúa de techo GHZ



Grúa de techo GHZ



14



GHZ

Un sistema de grúa de techo discreto y casi invisible. La grúa de techo GHZ se desplaza por dentro del raíl transversal. De esta forma se reducen al mínimo las dimensiones empotradas y se aumenta la altura de elevación, que suele ser un factor crucial en habitaciones con techos de menor altura.

Montado en los raíles de pared, el raíl transversal flexible GHZ compensa automáticamente las desviaciones de las paredes (oblicuas) de hasta 80 mm. Capacidad de carga máxima: 255 kg
Consulte la tabla en la página 16.

.....556342

Estación de carga para GHZ



Mando para GHZ

Especificaciones técnicas

Grúas de techo GH, configuraciones			Opciones													
Tipo de grúa de techo de Guldmann	Velocidad de elevación, mm/s (Normal/Turbo)	Carga en kg	Con wifi	Transmisión de datos mostrada en MyGuldmann	Mando con pantalla	Función bajo demanda	Báscula	Báscula de Clase III	Entrenamiento	Recubrimiento	UL	Carga automática	Carga en estación de acoplamiento	Bloqueo de posición	Mando a distancia por infrarrojo [»]	Motores horizontales [»]
GH3	40/100	200								•	•	✓	•	•	•	•
		250								•	•	✓	•	•	•	•
		275								•	•	✓	•	•	•	•
		300								•	•	✓	•	•	•	•
		350								•	•	✓	•	•	•	•
		375								•	•	✓	•	•	•	•
		400								•	•	✓	•	•	•	•
GH3+	60/100	200	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		250	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		275	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		300	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		350	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		375	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
		400	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	•	•
GH3+ Twin	60/100	250	✓	✓	✓	•	•	•		•	•	✓				
		375	✓	✓	✓	•	•			•	•	✓				
		500	✓	✓	✓	•	•	•		•	•	✓				
GH1 GH1 Q GH1 F GH1+ GH1+ Q	40/80	175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
		150								•			✓			
		175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
		175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
		175	✓	✓						•			✓			
		205	✓	✓						•			✓			
		255	✓	✓						•			✓			
175	✓	✓						•			✓					
205	✓	✓						•			✓					
255	✓	✓						•			✓					
GHZ	40	255								•			✓			

• Opcional

✓ Se incluye siempre


x) No compatible con UL



<https://productinformation.guldmann.com/>

Raíles

*Materiales sostenibles.
Rendimiento demostrado. Valor a largo
plazo Aluminio 100 % reciclado*



Los raíles de Guldmann se fabrican ahora utilizando aluminio 100 % reciclado, reduciendo las emisiones de CO² hasta en un 64 % en comparación con el aluminio convencional. Esta importante reducción reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad sin comprometer la resistencia, la seguridad ni la durabilidad.

Gracias a su rendimiento duradero y a su reducido impacto medioambiental, los raíles de Guldmann constituyen una opción de adquisición responsable, ya que ofrecen durabilidad, un menor riesgo y beneficios de sostenibilidad cuantificables a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Raíles A, B, C

Raíles A/B/C								
Raíl A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Abertura para el carro	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
sin línea de carga	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Abertura para el carro	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Raíl B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Abertura para el Combi-lock – corta			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Abertura para el Combi-lock – larga			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Abertura para el carro			552541	552542	552543	552544	552545	552546
sin línea de carga			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Abertura para el carro			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Raíl C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga					550365	550366	550367	550368
Abertura para el Combi-lock – corta					555630	555631	555632	555633
Abertura para el Combi-lock – larga					555626	555627	555628	555629
Abertura para el carro					552547	552548	552549	552550
sin línea de carga					550683	550684	550685	550686
Abertura para el carro					557894	557895	557896	557897

Los raíles A, B, C también están disponibles en color blanco (RAL 9016).
Si se solicita el color blanco, añada «-WH» al número de artículo (xxxxxx-WH).

1



Raíles A/B/C

2



Curvas de raíl (raíl A)

	Gris	Blanco
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° grande	550025	550025-WH



Cortes de raíl especiales
Abertura para el Combi-lock
Véase la tabla anterior



Abertura para el carro
Véase la tabla anterior

Raíles A+, B+, C+

Raíles A+/B+/C+

Raíl A+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Abertura para el carro	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
sin línea de carga	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Abertura para el carro	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Raíl B+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Abertura para el carro			562383	562384	562385	562386	562387	562388
sin línea de carga			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Abertura para el carro			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Raíl C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
con línea de carga					562373	562374	562375	562376
Abertura para el carro					562389	562390	562391	562392
sin línea de carga					562613	562614	562615	562616
Abertura para el carro					562629	562630	562631	562632

Los raíles A+ B+ C+ también están disponibles en color blanco (RAL 9016).
Si se solicita el color blanco, añada «-WH» al número de artículo (xxxxxx-WH).

3



Raíles A+/B+/C+


4



Curvas de raíl (raíl A+)

	Gris	Blanco
30°	562409	562409-WH
45°	562410	562410-WH
60°	562411	562411-WH
90°	562412	562412-WH
90° grande	562413	562413-WH

5



Abertura para el carro 250 mm

	Gris	Blanco
Raíl A	558926	558926-WH
Raíl B	558927	558927-WH
Raíl A+	562337	562337-WH
Raíl B+	562338	562338-WH

6



Abertura para el carro 620 mm

	Gris	Blanco
Raíl A	558928	558928-WH
Raíl B	558929	558929-WH
Raíl A+	562339	562339-WH
Raíl B+	562340	562340-WH

Raíl de pared



7



Raíl de pared – blanco

3 m.....	560813
4 m.....	560814
5 m.....	560815
7 m.....	560817

8



Raíl de pared con forro de carga – blanco

3 m.....	560803
4 m.....	560804
5 m.....	560805
7 m.....	560807

9




Cubierta para raíl de pared – blanco

3 m.....	556013
4 m.....	556014
5 m.....	556015
7 m.....	556017
100 m.....	560752

Raíl GHZ

10



Raíl transversal GHZ – blanco

3 m.....	557703
4 m.....	557704
5 m.....	557705

Raíl Midi

11



Raíl Midi

12



Cubierta final para Raíl Midi

Gris	124425
Blanco	1244251

Raíl MIDI	3 m		4 m		5 m	
	gris	blanco	gris	blanco	gris	blanco
con línea de carga	12223-7	12223-7-WH	12224-7	12224-7-WH	12225-7	12225-7-WH
Abertura para el carro	12223-1	12223-1-WH	12224-1	12224-1-WH	12225-1	12225-1-WH
sin línea de carga	12223	12223-WH	12224	12224-WH	12225	12225-WH

Componentes para sistemas de raíl




13

Combi-lock

Carga segura de trabajo de hasta
SWL 375 kg (Twin Hoist 500 kg)

555237

14



Plataforma giratoria, eléctrica

	Gris	Blanco
255 kg	550663	.550663-WH
– con recubrimiento.	551430	.551430-WH
375 kg	552882	.552882-WH
– con recubrimiento.	552984	.552984-WH

15



Cambio de carril, eléctrico, 250 kg

	Gris	Blanco
60° derecha	553991	.553991-WH
– con recubrimiento.	551058	.551058-WH
60° izquierda	553995	.553995-WH
– con recubrimiento.	551059	.551059-WH
90° derecha	553925	.553925-WH
– con recubrimiento.	554027	.554027-WH
90° izquierda	553926	.553926-WH
– con recubrimiento.	554028	.554028-WH

16



17



18



Módulo de cruce de raíles

División flexible para montajes con
paredes móviles y puertas plegables.

. 554528

Carro para pared plegable

. 554539

Carro para puertas

. 555261

Componentes para sistemas de raíl


19



Extremo de sujeción de pared

Gris550451
Blanco550471

20



Lateral de sujeción de pared

Gris550450
Blanco550472

21



Soporte de techo – estándar

Gris550402
Blanco550433

22



Sujeción de unión de raíles

.....12448

23



Soporte de montaje

.....12336

24



Sujeción para el techo ajustable 5 mm para Combi-lock

Gris555330
Blanco555567

25



Soporte de techo recto, de 250 mm

Gris550404
Blanco550494

26



Rosette Ø30

Para el soporte de techo recto

.....550193

27



Sujeción para el techo, varilla rebajada, para raíl recto y curvo

Longitud Gris Blanco
250 mm550498.....550499

28



Sujeción para el techo con inclinación reducida

Longitud Gris Blanco
250 mm550412.....550476
500 mm550413.....550477
1000 mm550414.....550474
2000 mm550415.....550475

Componentes para sistemas de raíl

29



Soporte de techo ajustable para riel recto y curvo

Longitud	Gris	Blanco
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

30



Soporte de techo ajustable para Combi-lock

Longitud	Gris	Blanco
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

31



Extensión para soporte de techo ajustable recto rebajado 400 mm

563874

32



Extensión para soporte de techo ajustable recta para Combi-Lock de 400 mm

563876

33



Cubierta para soporte de techo ajustable para cubrir la varilla roscada en el soporte de techo ajustable

562037

34



Rosette Ø48/Ø52 para tubo en el soporte de techo ajustable

562026

35



Rosette Ø20 para varilla roscada en el soporte de techo ajustable

562024

Componentes para sistemas de raíl

36



Soporte para placas de pladur (pared)
SWL 255 kg
Blanco550452

37



Soportes verticales para pared

Blanco de serie, RAL 9016

sin pie 124841
con pie bajo (150 mm) 124801
con pie alto (250 mm) 124811
Guía para soporte vertical. 1248031

Color gris como opción, RAL 9006

sin pie 124844
con pie bajo (150 mm) 124804
con pie alto (250 mm) 124814
Guía para soporte vertical. 1248034

38



Carro transversal
Para sistemas en H montados por debajo del techo. SWL 375 kg.
Gris550076
Blanco550491

39



Carro transversal Rebajado 25 mm
Para sistemas en H donde los raíles paralelos están integrados/empotrados en el techo. SWL 375 kg.
Gris554189
Blanco551327

40



Cruce de carro transversal Combi-lock

Debe utilizarse en sistemas en H en el raíl paralelo más cercano al Combi-lock o en sistemas con voladizo del raíl transversal. SWL 375 kg.
Gris550779
Blanco555205

41



Cruce de carro transversal Combi-lock rebajado 25 mm
Debe utilizarse en sistemas en H en el raíl paralelo integrado/empotrado en el techo y más cercano al Combi-lock, o en sistemas con voladizo del raíl transversal. SWL 375 kg.
Gris554526
Blanco558664

42



Carro transversal ajustable
SWL 375 kg
Gris561762
Blanco 561762-WH

43



Carro transversal ajustable bajó 25 mm
SWL 375 kg
Gris561091
Blanco 561091-WH

Componentes para sistemas de raíl

44



Carro transversal para Heavy Duty

Para sistemas de cobertura total montados por debajo del techo. SWL 500 kg.

Gris550078
Blanco550493

45



Carro transversal bajo 25 mm para Heavy Duty

Para sistemas en H, donde los rieles fijos van empotrados en el falso techo.

SWL 500 kg.
Gris554546
Blanco554548

46



Carro transversal Cruce de alta resistencia

Para sistemas en H con voladizo del raíl transversal. SWL 500 kg.

Gris559548
Blanco559549

47



Carro transversal en cruz Heavy Duty, bajo de 25 mm

Para sistemas en H donde los rieles paralelos están integrados/empotrados en el techo. SWL 500 kg.

Gris566040
Blanco566039


48



Carro transversal - corto

.....561960

49



50



Carro transversal largo

Para sistemas en H donde el raíl transversal mide más de 5 metros. SWL 400 kg.

Gris556106
Blanco555802

51



Carro transversal largo, bajo 25 mm

Para sistemas en H donde los rieles paralelos están integrados/empotrados en el techo. SWL 400 kg.

Gris558102
Blanco560080

Carro transversal corto, bajo 25 mm

Se utiliza cuando es necesario guardar o almacenar la grúa en un armario.

SWL 375 kg
Juego de dos (izquierdo y derecho)
Gris561763
Blanco561763-WH

52



Carro transversal - largo cruz

SWL 400 kg
Gris559902
Blanco559902-WH

53



Motor de raíl transversal

SWL 255 kg
para rieles transversales B y C562425

54



Carro transversal para los rieles Mini, Midi, Maxi y Jumbo

SWL 400 kg
Gris561058

Componentes para sistemas de raíl

55



Carro transversal para raíl de pared, el riel transversal tipo B

Solo se puede utilizar junto con el raíl de pared y el raíl B (transversal).

Blanco560790

56



Kit para riel transversal tipo C para raíl de pared

.....560720

57



Carro transversal para raíl de pared y el riel transversal Midi

Blanco564100

58



Carro transversal para GHZ

Solo se puede usar en combinación con rieles de pared y riel transversal GHZ.

Blanco556290

59



Carro de desplazamiento GH1 F

.....551165

60



Carro para GH1 Q

.....552730

61



Carro GH1 F para cortinas

Carro que puede pasar por un hueco de riel solo en rieles rectos (riel de cortina para privacidad).

.....12776-8

62



Carro GH3 para cortinas

Carro que puede pasar a través de un hueco en el riel (riel de cortina para mayor privacidad)

.....550581

Componentes para sistemas de raíl

63



Carro GH3+ con célula de carga para cortinas

Carro que puede pasar por un hueco de riel, solo en rieles rectos (riel de cortina para privacidad).

.....550582

64



Carro GH3+ para cortinas

Para su uso en sistemas con curvas.

.....552911

65



Carro GH3, extensión de montaje 25 mm

.....554081

66



Carro GH3, extensión de montaje 50 mm

.....552503

67



Carro GH3, extensión de montaje 80 mm

.....556730

68



Conjunto de carro ext. 25 mm para GH1

.....554082

69



Carro GH3, extensión de montaje 25 mm con un motor

.....554263

70



Carro Twin para Combi-Lock

.....564040

71



Carro GH3 para cargar en rieles Mini, Maxi y Jumbo

.....562635

72



Carro GH3 para carga en rieles Midi

.....566003

73



Kit de carro para rieles Midi

.....561180

74



Kit de carro GH3 para rieles Mini, Maxi y Jumbo

.....552640

Componentes para sistemas de raíl

75



Conectar eléctrico para los carros transversal, para los rieles A, B, C, A+, B+ y C+

Estándar	550094
Largo	563700

76



Conector eléctrico para el carro transversal, para el Midi raíl

.....	12384
-------	-------

77



Conector eléctrico para raíl de pared con el riel transversal, tipo B o C

.....	560770
-------	--------

78



Conector eléctrico para raíl de pared con el riel transversal, tipo Midi

.....	564107
-------	--------

79



Kit de carga para rieles Mini, Maxi y Jumbo

.....	563883
-------	--------

80



Perfiles para mesa giratoria

Gris	550755
Blanco	WH-550755

81



Perfiles para

60°	550282	550282-WH
90°	550283	550283-WH

82



Perfil para techo, riel final A+, B+, C+

Gris	562458
Blanco	562458-WH

83

Espaciador para el riel transversal

	Gris	Blanco
15 mm	551077	551077-WH
20 mm	551078	551078-WH
30 mm	551079	551079-WH
35 mm	551096	551096-WH
40 mm	551080	551080-WH
50 mm	551081	551081-WH
60 mm	551082	551082-WH
70 mm	551083	551083-WH
80 mm	551084	551084-WH
90 mm	551085	551085-WH
100 mm	551086	551086-WH



Cada paquete incluye tornillos y espaciadores.

Componentes para sistemas de raíl

84



Linea de carga – A, B y C

6 m.	550425
10 m.	550427
105 m.	561478

85

Linea de carga – raíl de pared

4 m.	561447
10 m.	561448
130 m.	561461

86



Linea de carga – raíl Midi

3 m.	12277-3
4 m.	12277-4
5 m.	12277-5
6 m.	12277-6
7 m.	12277-7
8 m.	12277-8

87



Conector del cable de carga + cable de tierra

.....	550401
-------	--------

88



Kit de accesorios – Raíl de pared

.....	560780
-------	--------

89



Tapa final, blanco – riel de pared

.....	560776
-------	--------

Tapa de tope final – riel de pared

.....	560773
-------	--------


90



Placa de conexión – rail de pared

.....	561446
-------	--------

91



Tope final

Gris	12330
Blanco	123301

92



Protector de recogida para carro extendido

.....	562580
-------	--------

93



Control remoto infrarrojo

para cambiador de carril eléctrico/mesa giratoria/GH3	935034
para Bloqueo de posicionamiento	935039

Mando con cable

para vía de desvío/mesa giratoria	9350151
---	---------

94



Interruptor de pared – empotrado

para cambiador de carril eléctrico/mesa giratoria	9350471
---	---------

Interruptor de pared – montado en superficie

para switch cambiador de carril eléctrico mesa giratoria	935049
--	--------

Componentes para sistemas de raíl



95

Cubierta lateral		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Vinilo lateral para raíl A	Gris	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Blanco	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Vinilo lateral para raíl B	Gris			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Blanco			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Vinilo lateral para raíl C	Gris					550258	550259	550260	550261	550765
	Blanco					550262	550263	550264	550265	550768

96



Cubierta final

	Gris	Blanco
Raíl A	550447	550463
Raíl B	550448	550464
Raíl C	550449	550465


97



Cubierta para carro

Gris	550570
Blanco	550584

98



Tapa superior para cubrir el espacio entre el riel y el techo

50 m	561411
100 m	561410

Componentes para sistemas de raíl

99



Bloqueo de posición – de raíl único

No debe utilizarse en sistemas con curvas, switch tracks cambiador de carril eléctrico ni mesas giratorias.

.....562421

100




Bloqueo de posición – cobertura total

Bloqueo de posición – cobertura total562423

Bloqueo de posición – sistema completo (cobertura total y de vía única)562424


101



Bloqueo de posicionamiento – manual para GH1 y GH3

.....562510

102



Conjunto de frenos para riel de actividad para carro transversal

.....121664

103



Tope final con argolla de suspensión

SWL 205 kg

.....121662

104



Carro de peso, eléctrico

con pesos, 550 kg290880

105



Carro de peso, manual

Máx. 455 kg

con 2 discos de peso, 49,5 kg290851

con 17 discos de peso, 300 kg290850

106



Disco de peso, 16,7 kg

para carro de peso manual558468

Componentes para sistemas de raíl

107



Mando con cables de extensión

GH3+	552300
Motor GH3+	552307
GH3	552302
Motor GH3	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

108



Cable de extensión para mandos

GH3+	552303
GH3	552304
GH1	552620
GH1 F	555902


109



Estación de carga con fuente de alimentación

.....	559962
-------	--------

110



Fuente de alimentación / transformadores

Transformador de CA, Clase I	551468
Transformador de CA, Clase II	
230 V	561815
Transformador de CA, Clase II	
115 V	561825
Power supply, GH1	551244

111



Cable de salida - Transformador de Clase II 5 m

.....	563886
-------	--------

112

Cable de alimentación para suministro eléctrico – blanco

UE	REINO UNIDO	EE. UU.		1 m	3 m	5 m	
			UE	565800	565801	565802	
			REINO UNIDO	565806	565807	565808	
			EE. UU.		565804		

113

Cable de alimentación de CA, transformador de Clase II – blanco

UE	REINO UNIDO	EE. UU.		0,35 m	1 m	3 m	5 m
			EU	565886	561840	561841	561842
			REINO UNIDO	565888	561846	561847	561848
			EE. UU.	565887	561843	561844	561845
AU	CAN			0,35 m	1 m	3 m	5 m
			AU	565889	561849	561850	561851
			CAN	565890	565891	565892	565893

Sistema de raíles independiente



114

Sistema de raíles independiente con cobertura total

– Altura regulable (foto)

Capacidad máx. 350 kg

Altura mín 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (longitud 3200 mm^{x)} 555262

4 x 4 m (longitud 4200 mm^{x)} 555570

Sistema de raíles independiente con cobertura total

– altura y longitud ajustables

Capacidad máx. 255 kg

Altura mín 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (longitud mín. 3200 mm / max 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (longitud mín. 4200 mm / max 5200 mm^{x)} 557968

^{x)} Medidas externas



115

Sistema de raíl único independiente

– altura y longitud ajustables

Capacidad máx. 255 kg

Altura mín. 2020 mm/máx. 2820 mm^{x)}

2,0 m (longitud mín. 2220 mm/máx. 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (longitud mín. 2720 mm/máx. 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (longitud mín. 3220 mm/máx. 4390 mm^{x)} 556297

^{x)} Medidas externas



116

Estación de carga – sistema de rieles independiente

. 564963



117

Elevador oscilante II

Capacidad máx. 205 kg

Longitud 2,5 m 17200

Grúa de suelo GL6



1



GL6 Basic

Grúa de suelo con ajuste de anchura eléctrico.
Capacidad de carga máx. de 155 o 205 kg.
Consulte la tabla en la página 36

2



GL6 Advanced

Grúa de suelo con ajuste de anchura eléctrico. Capacidad de carga máx. de 155 o 205 kg.
Consulte la tabla en la página 36

Bipedestadora GLS5.2



3



4



5



GLS5.2

Bipedestadora con ajuste de anchura eléctrico. Capacidad de carga máx. de 155 o 205 kg

Consulte la tabla en la página 36

Arnés de bipedestación GLS5.2

Sujeción desde la parte superior de la espalda bajo el hombro hasta la parte inferior de la espalda.

Ideal para

- personas que pueden estar de pie, pero no levantarse por sí mismas.
- | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------|
| S/M .. | 28336. . | (cinturón M | 281553) |
| L | 28337. . | (cinturón XL | 281573) |
| XL | 28339. . | (cinturón 2XL | 281583) |
| 2XL .. | 28340. . | (cinturón 3XL | 281593) |

Sujeción de cadera GLS5.2

Sujeta la zona de las caderas.

Ideal para

- personas que pueden estar de pie, pero que tienden a dejar caer la cadera.
-28338

Variantes – GL6 Basic / GL6 Advanced y GLS5.2



GL6 Basic

Batería de plomo-ácido


Fácil intercambio y posibilidad de carga externa..
..... 568872
Cargador externo 568889

GL6 Advanced / GLS.2 Active lifter

Batería de iones de litio de larga duración

Fácil intercambio y posibilidad de carga externa..
..... 561553
Cargador externo 561556

N.º de artículo	Nombre del artículo	Ruedas giratorias de		SWL		Velocidad de elevación
		100 mm	75 mm	155 kg	205 kg	mm/seg
568771	GL6 Basic	x			x	25
568772	GL6 Basic	x		x		25
568773	GL6 Basic		x		x	25
568774	GL6 Basic		x	x		25
568775	GL6 Advanced	x			x	36
568776	GL6 Advanced	x		x		36
568777	GL6 Advanced		x		x	36
568778	GL6 Advanced		x	x		36
552200	GLS5.2 155 560 0000			x		x
556001	GLS5.2 205 560 0000				x	x



Plataforma de transferencia GTP1



8

9



GTP1
GTP1 es una herramienta de trabajo manual y móvil que facilita el desplazamiento de usuarios que se pueden mantener de pie y son semiautónomos. Capacidad de carga máxima: 175 kg.
.....560700

Cinturón de transferencia GTP1
Sujeta la parte superior del cuerpo.

Ideal para
• personas que se pueden levantar por sí mismas, pero que necesitan ayuda adicional durante el traslado.
S284141
M284151
L284161

Arneses y accesorios de elevación



Arneses de Guldmann – una gran variedad de opciones

Utilizar el arnés adecuado es fundamental para prestar una atención eficaz y garantizar la comodidad, la dignidad y la seguridad del paciente sin poner en riesgo la seguridad del personal sanitario.

Puede encontrar un arnés para casi cualquier tarea de cuidados en la amplia gama de arneses y accesorios de elevación, que pueden utilizarse tanto con grúas de techo como con grúas de suelo.



Arneses ABC – Active



Active Trainer

Proporciona sujeción en la zona del pecho y los hombros. Las correas desmontables para las piernas proporcionan sujeción en la zona de la cadera y evitan que el usuario se salga del arnés.

Ideal para

- personas con equilibrio corporal reducido, pero que deben ser capaces de apoyar el peso sobre las piernas
- entrenamiento de marcha • posturas de bipedestación y erguidas apoyadas
- movilización temprana.

..... 2830xx



Active Micro Plus

Sujeción para la parte superior del cuerpo (desde la pelvis hasta debajo del hombro) alrededor del pecho y muslo superior. La correa elástica de sujeción se ajusta alrededor del pecho.


Ideal para

- levantamiento de personas con control de la cabeza, pero con una fuerza muscular reducida en la parte superior del cuerpo y por encima de la articulación de la cadera y el fémur • algunas personas con espasmos de extensión • situaciones que requieren que el arnés se pueda poner y quitar con facilidad • elevación desde y hacia una posición sentada
- situaciones en las que se requiere una abertura grande en la parte inferior, como para el uso del baño y la higiene.

..... 281xxx



Arneses ABC – Active



3



Gait Trainer

Sujeta el tren superior y tiene manguitos en las piernas para aportar mayor seguridad. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- personas que tienen suficiente fuerza en las piernas para mantenerse de pie, pero necesitan apoyo debido a un equilibrio reducido
- entrenamiento de marcha
- posturas de bipedestación y erguidas apoyadas
- entrenamiento de equilibrio y movilización temprana.



El arnés está diseñado, entre otras cosas, para utilizarse junto con el Trainer Module de Guldmann. 2832xx

Arneses ABC – Basic

4



5



6



Basic Basic

Sujeción integral del cuerpo, exceptuando la cabeza.

Ideal para

- elevar a personas con control de la cabeza y con o sin control del cuerpo
- elevar y bajar a personas desde una posición sentada o semisentada (cama, silla de ruedas, etc.)
- elevar y trasladar a pacientes desde cualquier tipo de superficie de mobiliario sanitario.

..... 270xxx



Basic Low

Sostiene el cuerpo hasta la altura de los hombros.

Ideal para

- elevar personas con control de cabeza y cuerpo
- elevar a y desde una posición sentada (silla y cama, etc.)
- elevar y trasladar a pacientes desde cualquier tipo de superficie de mobiliario.

..... 271xxx



Basic High

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza.

Ideal para

- elevar a personas que tienen poco control sobre la cabeza y el cuerpo
- elevar desde y hacia una posición tumbada (cama y suelo, etc.)
- elevar a y desde una posición sentada
- elevar y trasladar a los pacientes desde cualquier tipo de superficie de mobiliario y desde el suelo.

..... 272xxx



Arneses ABC – Basic

7



8



Basic Shell

Sujeta todo el cuerpo y la cabeza, pero permite que los brazos queden fuera del arnés.

Ideal para

- elevar a personas con poca capacidad para controlar la cabeza y el cuerpo
- elevar y bajar a alguien desde una posición tumbada (cama, suelo, etc.)
- elevar y bajar a una persona desde una posición sentada, dejando el arnés en la silla de ruedas.

..... 2750xx



Basic Comfort High

Sujeta todo el cuerpo y la cabeza. El soporte para la cabeza ajustable se puede plegar cuando el usuario permanece sentado en el arnés. Proporciona una sujeción extra alrededor de la cadera y los muslos. Se puede utilizar con las piernas separadas o en posición cruzada, lo que también proporciona una buena sujeción en caso de amputación.

Ideal para

- elevar a personas con poca capacidad para controlar su cuerpo
- elevar y bajar a alguien desde una posición tumbada (cama, suelo, etc.)
- elevar y bajar a una persona desde una posición sentada
- personas que necesitan una mayor sujeción en la zona de la cadera y los muslos, así como en situaciones en las que es importante que el fémur se mantenga en una posición neutra.

..... 2770xx



Arneses ABC – Custom



Sit-On II

Sostiene el fémur y la espalda. El usuario se sienta en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento.

Ideal para

- personas que necesitan permanecer sentadas en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

..... 2970xx



Sit-On High II

Sostiene el fémur, la espalda y la cabeza. El diseño evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. El soporte para la cabeza puede ajustarse a las necesidades del usuario y plegarse mientras está sentado en una silla de ruedas.

Ideal para

- personas que necesitan permanecer sentadas en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

..... 2980xx



Custom Amputee

Sujeta todo el cuerpo hasta la altura de los hombros y la zona pélvica.

Ideal para

- elevar a personas con amputaciones simples y dobles (por encima de la rodilla).
- elevar a personas con amputaciones dobles y altas.
- elevar desde una posición tumbada. El soporte para la cabeza debe usarse para sostener la cabeza.

..... 2900xx



Arneses ABC – Custom

12



13



14



Sit-On Comfort

Sostiene el fémur y la espalda. El usuario se sienta en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- personas que permanecen en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

Otras características

- el material evita la generación de calor entre el cuerpo y el arnés • el arnés se coloca en la persona mientras está tumbada, pero se utiliza al elevar hacia y desde una posición sentada en la cama o silla de ruedas.

..... 2930xx



Sit-On Comfort High

Sostiene el fémur, la espalda y la cabeza. El soporte para la cabeza ajustable se puede plegar cuando el usuario permanece sentado en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- personas que permanecen en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

Otras características

- el material evita la generación de calor entre el cuerpo y el arnés • el arnés se coloca en la persona mientras está tumbada, y se utiliza al elevar hacia y desde una posición tumbada.

..... 2940xx



Sit-On Comfort High Hygiene

Diseñado con una abertura en la parte inferior del arnés. Sostiene el fémur, la espalda y la cabeza. El soporte para la cabeza ajustable se puede plegar hacia abajo. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- traslado de la cama al inodoro o a la silla de baño. No se recomienda utilizar el arnés Sit-On Comfort High Hygiene como un arnés Sit-On tradicional en una silla de ruedas o dispositivo similar, debido al riesgo de presión sobre la abertura del arnés.

Otras características (ver Sit-On Comfort High)

..... 2941xx

Arneses ABC – Kids

15



Active Vest – Kids

Sujeta el cuerpo y la pelvis. El ancho se puede ajustar.

Ideal para

- niños con equilibrio corporal reducido.
- entrenamiento de marcha • sostiene posturas de pie y erguido • jugar.

..... 2831xx



16



Active Micro Plus – Kids

Sujeta la parte superior del cuerpo (desde la pelvis hasta debajo de los hombros) alrededor del pecho y la parte superior del muslo. La correa de sujeción se ajusta alrededor del pecho.

Ideal para

- levantar niños controlando la cabeza, pero con una fuerza muscular reducida en la parte superior del cuerpo y por encima de la cadera y el fémur en algunos niños con espasmos de extensión • en situaciones donde el arnés debe colocarse y quitarse fácilmente • levantar desde y hacia la posición sentada • en situaciones donde se requiere una abertura amplia en la parte inferior, como para el acceso al baño y la higiene.

..... 281xxx



17



Active Trainer – Kids

Proporciona sujeción en la zona del pecho y los hombros. Las correas desmontables para las piernas ofrecen sujeción en la zona de la cadera y evitan que el usuario se salga del arnés.

Ideal para

- children with reduced body balance, but able to bear weight on their legs
- walking/gait training • supported standing and upright postures • early mobilization.

..... 2830xx



Arneses ABC – Kids

18



19



20



Gait Trainer – Kids

Sujeta la parte superior del cuerpo y cuenta con tobilleras para mayor seguridad. Mayor comodidad gracias al material.

Ideal para

- niños que tienen suficiente fuerza en las piernas para mantenerse erguidos, pero necesitan apoyo debido a problemas de equilibrio • entrenamiento para caminar
- posturas de pie y erguidas con apoyo
- entrenamiento del equilibrio y movilización temprana

El arnés está diseñado, entre otras cosas, para usarse junto con el módulo de entrenamiento de Guldman.

..... 2832xx



Basic Basic – Kids

Sujeción integral del cuerpo, exceptuando la cabeza. La correa interior proporciona una sujeción adicional al cuerpo.

Ideal para

- elevar a niños con control de la cabeza y con o sin control del cuerpo • elevar y bajar a niños desde una posición sentada o semisentada (cama, silla de ruedas, etc.).

..... 270xxx



Basic High – Kids

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza. La correa interior proporciona una sujeción adicional al cuerpo.

Ideal para

- elevar a niños con poca capacidad para controlar la cabeza y el cuerpo • elevar y bajar a alguien desde una posición tumbada (cama, cambiador, suelo, etc.)
- elevar y bajar a una persona desde una posición sentada.

..... 272xxx



Arneses ABC – Kids

21



22



Sit-On II – Kids

Sostiene el fémur y la espalda. El usuario se sienta en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento.

Ideal para

- niños que necesitan permanecer sentados en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

..... 2970xx



Sit-On II High – Kids

Sostiene el fémur, la espalda y la cabeza. El diseño evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. El soporte para la cabeza puede ajustarse a las necesidades del usuario y plegarse mientras está sentado en una silla de ruedas.

Ideal para

- niños que necesitan permanecer sentados en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a su elevado peso o a que utilizan una silla de ruedas adaptada.

..... 2980xx



Arneses ABC – Kids

23



24



25



Sit-On Comfort – Kids

Sostiene el fémur y la espalda. El usuario se sienta en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- niños que permanecen en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a una silla de ruedas personalizada, o que necesitan ser levantados regularmente.

Otras características

- el material evita la generación de calor entre el cuerpo y el arnés • el arnés se coloca en el niño mientras está tumbado, pero se utiliza al elevar hacia y desde una posición sentada en la cama o silla de ruedas.

..... 2930xx



Sit-On Comfort High – Kids

Sostiene el fémur, la espalda y la cabeza. El soporte para la cabeza ajustable se puede plegar cuando el usuario permanece sentado en el arnés. El diseño del arnés evita que el fémur sufra una rotación inversa durante el levantamiento. Mayor comodidad gracias al material Spacer.

Ideal para

- niños que permanecen en el arnés durante largos periodos de tiempo debido a un alto peso o a una silla de ruedas adaptada.

Otras características

- el material evita la generación de calor entre el cuerpo y el arnés • el arnés se coloca en el niño mientras está tumbado, y se utiliza al elevar hacia y desde una posición tumbada.

..... 2940xx



Vest for Standing Shell – Kids

Sujeción para la cabeza y la espalda.

Ideal para

- levantar al niño de una posición tumbada a una posición de pie • se utiliza junto con una estructura de apoyo para ayudar a incorporarse a un soporte de pie o a una mesa.

..... 2835xx

Arneses bariátricos

Arneses y accesorios de elevación



Ver video de instrucciones

Arneses bariátricos

26



27



Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Sujeta la zona pélvica y el pannus.

Ideal para

- sostener al paciente en posición de pie, maximizando la comodidad y el apoyo.
- | | |
|--------------|--------|
| Normal..... | 283180 |
| Grande | 283100 |



Basic High Bariatric, 500 kg

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza.

Ideal para

- elevar a personas que tienen poco control sobre la cabeza y el cuerpo.
 - elevar desde y hacia una posición tumbada (cama y suelo, etc.)
 - elevar a y desde una posición sentada
 - elevar y trasladar a los pacientes desde cualquier tipo de superficie de mobiliario y desde el suelo.
- | | |
|-------------------|---------|
| 3XL estándar..... | 2720913 |
| 4XL estándar..... | 2720914 |
| 5XL estándar..... | 2720916 |



Arneses bariátricos



28




Arnés para piernas

Se utiliza cuando es necesario elevar y sostener las piernas. Las actividades que se pueden realizar son: vestirse, ponerse medias o calcetines terapéuticos, asearse y recibir ayuda para colocar los dispositivos de rango de movimiento en las piernas. *Se suministra en una caja de 10 arneses*



.....28650




29



Pannus Support

Sujeta y levanta el pannus en una posición que facilita la tarea de higiene personal y evita un levantamiento manual del pannus. **Ideal para** • personas bariátricas con un gran pannus – tareas de higiene personal en la cama.

.....28660



30




Twin Turner Bariatric

Permite girar al paciente hacia ambos lados sin quitarle el arnés. Permite colocar el arnés debajo de los pacientes sin tener que girarlos o moverlos manualmente. La superficie más pequeña del material de este arnés permite acceder a la piel del paciente para su inspección, tratamiento y cuidado.



.....28760



31



Longitud	Anchura
2190 mm	1630 mm

Arnés de reposicionamiento Bariatric, 500 kg

Un arnés para usar como parte de la ropa de cama del paciente; se coloca debajo del paciente, listo para su uso en las tareas de cuidados. **Ideal para** • girar hacia un lado mientras se está tumbado • cambiar la posición del paciente en la cama • mantener la cabeza y el tronco inclinados hacia delante • transferencias laterales en posición supina a otra superficie, como camas o camillas; para levantar al paciente completamente en posición supina; y para pesarlo, cambiarle la ropa de cama u otras tareas. *Se suministra en una caja de 5 arneses*

Arneses desechables



Para rutinas de elevación eficientes e higiénicas

Los arneses desechables de Guldmann son ideales para situaciones en las que se requiere un nivel superior de higiene debido al riesgo de infección. Los arneses desechables están destinados exclusivamente al uso en un solo paciente y deben desecharse tras el alta o después de su uso, en caso de que se empapen o se ensucien.

Arneses desechables

32



33



34



High desechable, 205 kg

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza. Mismo diseño que el arnés Guldmann Basic High.

Ideal para

- levantar personas que no tienen control sobre la cabeza y el cuerpo
- levantar de y hacia una posición tumbada (cama, suelo, etc)
- levantar de y hacia una posición sentada.

Material

Polipropileno

Se suministra en una caja de 10 arneses
..... 2836xx



High desechable – Kids, 205 kg

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza. Mismo diseño que el arnés Guldmann Basic High – Kids.

Ideal para

- levantar niños que no tienen control sobre la cabeza y el cuerpo
- levantar de y hacia una posición tumbada (cama, suelo, etc)
- levantar de y hacia una posición sentada.

Material

Polipropileno

Se suministra en una caja de 10 arneses
..... 2836xx



High Bariatric desechable, 500 kg

Sujeción integral para el cuerpo, incluida la cabeza. Mismo diseño que el arnés Guldmann Basic High.

Ideal para

- levantar personas que no tienen control sobre la cabeza y el cuerpo
- levantar de y hacia una posición tumbada (cama, suelo, etc)
- levantar de y hacia una posición sentada.

Material

Poliéster

Se suministra en una caja de 10 arneses
..... 2836xx



Arneses desechables

35



36



37



Comfort High desechable 255 kg

Sujeta todo el cuerpo. Proporciona una sujeción extra alrededor de la cadera y los muslos. Se puede utilizar con las piernas separadas o en posición cruzada, lo que también proporciona una buena sujeción en caso de amputación. Mismo diseño que el arnés Guldman Basic Comfort High (ver página 39).

Ideal para

- elevar a personas con poca capacidad para controlar su cuerpo
- elevar y bajar a una persona desde una posición sentada
- personas que necesitan una mayor sujeción en la zona de la cadera y los muslos, así como en situaciones en las que es importante que el fémur se mantenga en una posición neutra.

Material

Poliéster

Se suministra en una caja de 5 arneses
..... 2770xx



Micro Plus desechable 205 kg

Sujeción para la parte superior del cuerpo (desde la pelvis hasta debajo del hombro) alrededor del pecho y muslo superior. La correa elástica de sujeción se ajusta alrededor del pecho.

Ideal para

- levantamiento de personas con control de la cabeza, pero con una fuerza muscular reducida en la parte superior del cuerpo y por encima de la articulación de la cadera y el fémur
- algunas personas con espasmos de extensión
- situaciones que requieren que el arnés se pueda poner y quitar con facilidad
- elevación desde y hacia una posición sentada; situaciones en las que se requiere una abertura grande en la parte inferior, como para el uso del baño y la higiene.

Material

Poliéster

Se suministra en una caja de 5 arneses
..... 2815xx



Gait Trainer desechable, 205 kg

Proporciona sujeción en la zona del pecho y los hombros. Las correas para las piernas proporcionan sujeción en la zona de la cadera y evitan que el usuario se salga del arnés.

Ideal para

- personas con problemas de equilibrio, pero capaces de soportar peso sobre las piernas
- entrenamiento de marcha
- posturas de bipedestación y erguidas apoyadas
- movilización temprana.

Material

Poliéster

Se suministra en una caja de 5 arneses
..... 2835xx



Arneses desechables



Estándar



Bariátrico

38

Arnés de reposicionamiento desechable, 500 kg

Un arnés para usar como parte de la ropa de cama del paciente; se coloca debajo del paciente, listo para su uso en las tareas de cuidados. Mismo diseño que el arnés de reposicionamiento Guldman.

Ideal para

- girar al paciente hacia un lado y cambiarle de posición en la cama
- mantener la cabeza y el tronco inclinados hacia delante
- transferencias laterales en posición supina a otra superficie, como camas o camillas
- levantar completamente al paciente en decúbito supino de la cama hasta que quede completamente fuera de ella
- cambiar la ropa de cama u otros usos.

Material

Poliéster

Estándar 284555

Bariátrico 284556

Se suministra en una caja de 10 arneses

	Longitud	Anchura
Estándar	2190 mm	1250 mm
Bariátrico	2190 mm	1630 mm

39



Arnés horizontal desechable estándar 350 kg

Sujeta todo el cuerpo.

Ideal para

- levantar a un paciente en posición horizontal.

Material

Poliéster

..... 284631

Se suministra en una caja de 10 arneses

40



Desechable para quirófano

Sujeta la parte superior del cuerpo cuando se traslada hacia y desde la mesa de operaciones en posición horizontal.

Ideal para

- la longitud y el diseño del arnés lo hacen muy útil para intervenciones quirúrgicas en las regiones inferiores del cuerpo del paciente, como las intervenciones ginecológicas o urológicas.

Material

Poliéster

Mediano. 284855

Grande 284865

Correas de elevación

incl. mosquetones. 284801

Se suministra en una caja de 10 arneses

Arneses desechables

41



Arnés de pierna desechable II

Se utiliza cuando es necesario elevar y sostener las piernas. Las actividades que se pueden realizar son: vestirse, ponerse medias o calcetines terapéuticos, asearse y recibir ayuda para colocar los dispositivos de rango de movimiento en las piernas. Mismo diseño que el arnés de pierna Guldman.

Material

Polipropileno

.....286501

Se suministra en una caja de 10 arneses

42



Desechable

Arnés Multi Support

Sujeción para la elevación de parte del cuerpo, parte superior del cuerpo, pelvis, piernas o brazos.

Ideal para

- situaciones en las que es necesario elevar o sujetar partes del cuerpo, por ejemplo, para colocar un casete de rayos X.

Material

Poliéster

.....284223

43



Desechable

Twin Turner II

Se utiliza para colocar al usuario en posición lateral. Permite colocar el arnés debajo del paciente sin necesidad de girarlo ni moverlo. La superficie más pequeña del material de este arnés permite acceder a la piel del paciente para su inspección, tratamiento y cuidado. Mismo diseño que el Guldman Twin Turner.

Material

Polipropileno

Normal.....287501

Grande287511

Se suministra en una caja de 10 arneses

44



Desechable

Twin Turner II Bariatric

Se utiliza para colocar al usuario en posición lateral. Permite colocar el arnés debajo del paciente sin necesidad de girarlo ni moverlo. La superficie más pequeña del material de este arnés permite acceder a la piel del paciente para su inspección, tratamiento y cuidado. Mismo diseño que el Guldman Twin Turner.

Material

Poliéster

Talla única287521

Se suministra en una caja de 10 arneses

Arneses y accesorios de elevación



Arneses y accesorios de elevación

Arneses ABC		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16								
ACTIVE														
Active Micro Plus	Poliéster		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581		
Active Trainer	Poliéster		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081		
Gait Trainer	Spacer		283201	283211	283221		283231	283241	283251	283261	283271	283281		
BASIC														
Basic Basic	Poliéster		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}	
Basic Basic	Red		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183		
Basic Low	Poliéster						271031	271041	271051	271061	271071	271081		
Basic Low	Red						271133	271143	271153	271163	271173	271183		
Basic High	Poliéster		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081		
Basic High	Red		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	272193	
Basic Shell	Red						275032	275042	275052	275062	275072			
Basic Comfort High	Poliéster						277031	277041	277051	277061	277071	277081		
Basic Comfort High	Red						277032	277042	277052	277062	277072	277082		
CUSTOM														
Sit-On II	Red		297001	297011			297031	297041	297051	297061	297071			
Sit-On High II	Red		298001	298011			298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091	
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071			
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091	
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171			
Custom Amputee	Poliéster						290031	290041	290051	290061	290071			
Active Vest Kids^{xx)}	Poliéster	2831000	283101	283111		283121								
Vest for Standing Shell^{xx)}	Poliéster			283511		283521	283531							


Capacidad de carga máxima para todos los arneses ABC de Guldmann: 255 kg

x) Capacidad de carga máxima para Basic Basic 3XL: 500 kg


xx) Capacidad de carga máxima para Active Vest Kids/Vest for standing Shell: 100 kg

Arnés desechables		Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
		6 - 10								
Micro Plus desechable	Poliéster		281535	281545	281555	281565	281575	281585		
<i>Caja de 5 arneses</i>										
Gait Trainer desechable	Poliéster			283545	283555	283565	283575	283585		
<i>Caja de 5 arneses</i>										
High desechable	Polipropileno	283615	283635	283645	283655	283665	283675	283685		
<i>Caja de 10 arneses</i>										
High Bariatric desechable	Poliéster						283672	283682	283692	
<i>Caja de 10 arneses</i>										
Comfort High desechable	Poliéster		277035	277045	277055	277065	277075	277085		
<i>Caja de 5 arneses</i>										

Para conocer la capacidad de carga máxima, consulte la descripción específica del arnés desechable en las páginas 48 y 49.



Tallas y tejidos



- ① **Information-label**
Indica todo lo que el cuidador necesita saber (*tipo de arnés, talla, capacidad de carga máxima, instrucciones de lavado, código QR con vídeo de instrucciones*)
- ② **Marcado del centro del arnés**
- ③ **Etiqueta con indicación de talla**
Facilita y simplifica la búsqueda de la talla correcta de arnés
- ④ **Acolchado en la parte trasera**
Para mayor comodidad en modelos con superficie trasera pequeña
- ⑤ **Bolsillo de posicionamiento**
Todos los arneses básicos están provistos de un bolsillo para facilitar la colocación correcta del arnés
- ⑥ **Bucles de colores**
Los bucles de colores garantizan la simetría en la elevación
- ⑦ **Material**
Poliéster repelente a la suciedad que se caracteriza por su resistencia y flexibilidad.
- ⑧ **Correas auxiliares**
Es posible utilizar correas auxiliares
- ⑨ **Acolchado en las piernas**
Todos los arneses con soportes para las piernas divididos tienen almohadillas de espuma insertadas en las piernas. Más fácil de poner, más suave para la piel
- ⑩ **Etiqueta RFID**
– más información en la página 65

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




OEKO-TEX®

En Guldmann, nuestros arneses reflejan un firme compromiso con la sostenibilidad. Utilizamos materiales duraderos y reutilizables, como el poliéster y el polipropileno, que tienen un menor impacto medioambiental, de acuerdo con el Índice de Sostenibilidad de Materiales Higg. Todos los proveedores de textiles están certificados según OEKO-TEX® y bluesign®, garantizando altos estándares ambientales y de seguridad en nuestros arneses.

Tallas y tejidos

Directrices para elegir la talla de un arnés

Todas las dimensiones en cm



Talla/cm	An1	An2 ^{x)}	An2 ^{xx)}	AI	
Kids 2-4			46 - 54		
Kids 4-6	25 - 30	55 - 90	50 - 65	45 - 60	
Kids 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70	
Kids 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80	
Kids 10-16			56 - 75		
XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82	
S	36 - 40	75 - 110		80 - 87	
M	39 - 43	80 - 120		85 - 92	
L	42 - 46	90 - 130		90 - 97	
XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102	
2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102	
3XL	54 - 58			95 - 102	
4XL	57 - 63			95 - 102	
5XL	62 - 73			95 - 102	

An2 = Medidas del pecho

x) Guía para elegir Active Trainer y Gait Trainer



xx) Guía para elegir Active Vest Kids

Etiquetado de cuidados

Arneses ABC

- Lavado normal a la temperatura indicada
- No utilice un producto blanqueador
- Secar en secadora a baja temperatura máx. 60°
- No planchar

Arnés desechable NO LAVAR




Para más información:
www.guldmann.es

Como medida de seguridad adicional, todos los arneses desechables llevan una etiqueta que dice «NO LAVAR», que se hace visible con la advertencia «NO USAR» cuando entran en contacto con líquido.


Los arneses desechables se utilizan en situaciones en las que la higiene es importante y para go de infección cruzada.

Tejidos

OEKO-TEX®
STANDARD 100



Estándar
Poliéster



Red
Poliéster



Spacer
Poliéster




Red
Poliéster



Desechable
Poliéster



Desechable
Polipropileno



TENCEL®
Poliéster

Opciones de giro y manipulación



45



Arnés de posicionamiento

El sistema del arnés de posicionamiento permite girar fácilmente al paciente hacia un lado o a una posición prona, por ejemplo, en la mesa de quirófano. El uso del arnés junto con la grúa previene la fuerza de corte y la fricción en la piel del paciente y mejora el entorno laboral para el personal de cuidados.

Arnés de posicionamiento 284226

Kit de decúbito prono

. 284225


El kit completo de posicionamiento en decúbito prono consta de:

2 arneses de posicionamiento, 284226

2 arneses Multi Support, 284223

1 correa de seguridad, 284222

Opciones de giro y manipulación



	Longitud	Anchura
Estándar	2190 mm	1250 mm
Corto	1350 mm	1250 mm



46

Arnés de reposicionamiento, 500 kg

Un arnés para usar como parte de la ropa de cama del paciente; se coloca debajo del paciente, listo para su uso en las tareas de cuidados.

Ideal para

- pasar de estar tumbado a estar de lado
- reposicionar al paciente en la cama
- mantener la cabeza y el tronco inclinados hacia delante
- transferencias laterales en posición supina a otra superficie, como camas o camillas
- levantar por completo en posición supina para cambiar la ropa de cama u otras tareas.

Material

Estándar, poliéster (*photo*) 28465
Corto, poliéster 284653
Estándar, red (*gris*) 284651
Se suministra en una caja de 10 arneses



	Longitud	Anchura
Talla única	1990 mm	1030 mm

47

Arnés de reposicionamiento, 255 kg

Un arnés para usar como parte de la ropa de cama del paciente; se coloca debajo del paciente, listo para su uso en las tareas de cuidados.

Ideal para

- pasar de estar tumbado a estar de lado
- reposicionar al paciente en la cama
- mantener la cabeza y el tronco inclinados hacia delante
- transferencias laterales en posición supina a otra superficie, como camas o camillas
- levantar por completo en posición supina para cambiar la ropa de cama u otras tareas.

Material

Spacer/poliéster 284659
Se suministra en una caja de 5 arneses



	Longitud	Anchura
Talla única	2190 mm	1300 mm

Material

TENCEL® es un material orgánico con características antibacterianas y termorreguladoras. Las fibras especiales TENCEL® son excepcionalmente suaves y delicadas con la piel sensible.



48

Arnés de reposicionamiento, TENCEL®, 375 kg

Un arnés para usar como parte de la ropa de cama del paciente; se coloca debajo del paciente, listo para su uso en las tareas de cuidados.

Ideal para

- girar al paciente hacia un lado y cambiarle de posición en la cama
- mantener la cabeza y el tronco inclinados hacia delante
- transferencias laterales en posición supina a otra superficie, como camas o camillas
- levantar completamente al paciente en decúbito supino para cambiar la ropa de cama u otros usos.

Tencel/poliéster 284657
Se suministra en una caja de 10 arneses

Opciones de giro y manipulación



49

Arnés para quirófano: tren superior

Sujeta la parte superior del cuerpo cuando se traslada hacia y desde la mesa de operaciones en posición horizontal.

Ideal para

- la longitud y el diseño del arnés lo hacen muy útil para intervenciones quirúrgicas en las regiones inferiores del cuerpo del paciente, como las intervenciones ginecológicas o urológicas.

Material

Poliéster
Mediano 284851
Grande 284861
Correas de elevación incl. mosquetones 284801



50

Arnés para piernas

Se utiliza cuando es necesario elevar y sostener las piernas. Las actividades que se pueden realizar son: vestirse, ponerse medias o calcetines terapéuticos, asearse y recibir ayuda para colocar los dispositivos de rango de movimiento en las piernas.

..... 28650
Se suministra en una caja de 10 arneses



51

Arnés Multi Support

Sujeción para la elevación de parte del cuerpo, parte superior del cuerpo, pelvis, piernas o brazos.

Ideal para

- situaciones en las que es necesario elevar o sujetar partes del cuerpo, por ejemplo, para colocar un casete de rayos X. 28467



52



53



54

Correa FH

Una correa de elevación que funciona junto con la grúa para elevar o sujetar una pierna o un brazo.

Ideal para

Situaciones en las que se necesita levantar o sostener una pierna o un brazo y se requiere un acceso máximo.

..... 28655

Turner

Permite colocar el arnés debajo del paciente sin necesidad de girarlo ni moverlo. La superficie más pequeña del material de este arnés permite acceder a la piel del paciente para su inspección, tratamiento y cuidado.

..... 28700

Twin Turner

Permite girar al paciente hacia ambos lados sin quitarle el arnés. Permite colocar el arnés debajo del paciente sin necesidad de girarlo ni moverlo. La superficie más pequeña del material de este arnés permite acceder a la piel del paciente para su inspección, tratamiento y cuidado.

Normal 28750
Grande 28751

Arneses de Guldmann Preparados para una tecnología mejorada de seguimiento y localización



Una etiqueta colgante de arnés muy inteligente

Todos los arneses reutilizables de Guldmann disponen ahora de etiquetas inteligentes que incorporan tecnología RFID sin coste adicional.

Los datos de la etiqueta son un número de serie/identificación único e incluyen la fecha de producción.


A diferencia de los códigos de barras impresos, las etiquetas RFID no se «desvanecen» ni se vuelven difíciles de leer, independientemente de cuántas veces se lave un arnés.

Dependiendo de la tecnología de lectura utilizada, los datos se pueden leer fuera de la línea de visión, mientras que los códigos de barras se deben alinear con un escáner óptico.

Las etiquetas RFID de los arneses de Guldmann son de tipo pasivo y se pueden leer con la mayoría de las tecnologías de lectores RFID del mercado.

Le ayudamos a cumplir con la normativa

La tecnología RFID le ayudará a cumplir con la nueva norma ISO 10535, que estipula que todos los arneses deben ser inspeccionados y aprobados cada 6 meses y que se debe llevar un registro de cada arnés individual.



55

Etiqueta RFID para acoplar

Pequeña cubierta de tela con etiqueta RFID, que se acopla a un arnés que no tiene etiqueta integrada. La cubierta se fija fácilmente a los bucles del arnés.

RFID para arnés (1 caja de 25 unidades)
.....562490

Opciones de percha de elevación



56



Percha de elevación, mediana, 375 kg

Ideal para personas que utilizan un arnés de elevación, en tallas de la M a la 3XL.

Función


Se utiliza en elevaciones sin complicaciones y cuando se emplean arneses estándar.

.....556890

Con giro de resistencia ajustado/ajustable

.....556930

57



Percha de elevación, pequeña, 375 kg

Ideal para personas que utilizan un arnés de elevación en las tallas XS y S.

Función

Se utiliza en elevaciones sin complicaciones y cuando se emplean arneses estándar. Se recomienda utilizar la percha de elevación cuando se utilicen arneses de elevación de talla S o inferior.

.....556880

Con giro de resistencia ajustado/ajustable

.....556920

58



Percha de elevación, extra pequeña 375 kg

Ideal para personas que utilizan un arnés de elevación en tallas XS y de niño.

Función

Se utiliza en elevaciones sin complicaciones y cuando se emplean arneses estándar. Se recomienda utilizar la percha de elevación cuando se utilicen los arneses de elevación «para niños».

.....556870

Con giro de resistencia ajustado/ajustable

.....556910

59



Cross hanger, 500 kg

Adecuado cuando se requiere un mayor espacio entre las correas de la espalda y piernas del arnés. Para ser utilizado al levantar con las grúas de techo GH3, GH3+ y GH3 Twin.

.....550800

60



Cross hanger, 400 kg

Adecuado cuando se requiere un mayor espacio entre las correas de la espalda y piernas del arnés. Para ser utilizado al levantar con las grúas de techo GH3, GH3+, GH3 Twin y la grúa de suelo GL5.

.....561610

Opciones de percha de elevación



61



62



Percha en H, 375 kg

Ideal para levantar personas cuando se requiere una gran distancia entre las correas para la espalda y las piernas del arnés de elevación, por ejemplo, al levantar personas con un abdomen prominente. La percha en H está disponible con perchas laterales en 3 tamaños diferentes. Percha en H – percha central.

.....556950

Nota: Además, es necesario pedir 2 perchas, ya sean de talla extra pequeña (556870), pequeña (556880) o estándar (556890)

Swing kit

.....554903

63



Barra de conexión

Opcional para GH3 Twin, de modo que se puedan utilizar diversas perchas.

.....550544

Bastidores de camilla horizontales



Bastidores de camilla horizontales



64

Bastidor de camilla horizontal, plegable 255 kg

Ideal cuando se necesita una elevación horizontal y estable, con ajuste de peso. Se puede utilizar con una lámina elevadora completa o con correas de elevación.

Bastidor de camilla horizontal
incl. una lámina elevadora28445
Lámina elevadora284485
Conjunto de correas de elevación incl.
endurecedor28448
Abrazadera adicional2844529



65

Bastidor de camilla horizontal plegable, 255 kg, versión de 2 correas

Ideal cuando se necesita una elevación horizontal y estable, con ajuste de peso. Se utiliza con GH3 Twin. Se puede utilizar con una lámina de elevación completa o con correas de elevación.

Bastidor de camilla horizontal
incl. una lámina elevadora28444
Lámina elevadora284485
Conjunto de correas de elevación
incl. endurecedor28448



66



Carro el bastidor de camilla horizontal
.28443

Bastidores de camilla horizontales



Bastidores de camilla horizontales



67

Bastidor de camilla horizontal, 375 kg incl. enlace giratorio

Soporte de elevación horizontal con ajuste de peso infinitamente variable. Se puede utilizar con las grúas de techo GH3 o con la grúa de suelo de Guldmann.

.....28456
Arnés horizontal, estándar28463



68

Bastidor de camilla horizontal, 375 kg

Soporte de elevación horizontal con 10 posiciones de elevación diferentes. Se puede utilizar con las grúas de techo GH3 o con la grúa de suelo de Guldmann.

.....28466
Arnés horizontal, estándar28463



69

Correas de elevación mortuorias

Facilita la elevación en la morgue. Puede transportar cadáveres/cuerpos de mayor tamaño. Las correas individuales permiten un fácil acceso.

Estándar, incluye endurecedor...284640

Accesorios



70

Apoyo para la cabeza

Sostiene la cabeza sin estimular los reflejos del cuello. Ideal para personas sin control de la cabeza.

.....28325

71



Fundas de arnés

Ideal para personas que necesitan un soporte más suave del fémur.

.....562495

72




Cubierta para percha de elevación

XS28316

S28317

M28318

73



Clips de marcado, 4 unidades

Rojos28477

Azules28478

Verdes28479

74



Correas auxiliares

Facilita la colocación correcta del usuario en la silla de ruedas. Utiliza correas auxiliares para sujetar durante el manejo.

.....28355

75



Extensiones de correas para arneses

Se utilizan en ciertas situaciones para conseguir distintas posiciones de sentado o si se requieren alturas de elevación diferentes. *Juego de dos unidades.*

20 cm.28470

30 cm.28472

76



Extensión de correa de elevación

0,5 m550459-500

1,0 m550459-1000

1,5 m550459-1500

2,0 m550459-2000

Accesorios



77



78



Smart Glide – rollos de 100 m

Una sábana deslizante que permite reducir la fricción entre el usuario y la superficie. Peso máximo del usuario 150 kg.

Material

Nailon con recubrimiento de silicona.

Anchura M 100 cm284472
Anchura L 140 cm284473

Cortador Smart Glide.

.....284479

79



Dispensador Smart Glide

Dispensador Smart Glide para montaje en pared, tanto en posición vertical como horizontal. Se adapta a diferentes anchuras de rodillos.
.....561470

80

Smart Glide Precut

Cada pieza de Smart Glide Precut está en una bolsa separada que se puede utilizar para almacenamiento. La caja está preparada para montaje en pared. Peso máximo del usuario 255 kg.

100 cm x 125 cm
5 cajas de 20 unidades.561500
1 caja de 20 unidades 561500-1

100 cm x 145 cm
5 cajas de 20 unidades.561501
1 caja de 20 unidades. 561501-1



Accesorios

81

Báscula digital para grúas de techo o grúas de suelo

Báscula digital a pilas.

Báscula digital, 300 kg
Modelo estándar RS560602
Modelo RS de clase III, verificable560604
Conexión rápida558899



82



Enlace giratorio

Para grúas de suelo horizontales y
soportes de elevación horizontal.
.....284520

83



Kit de adaptadores – dispositivos de elevación horizontales

.....560633

84



Mosquetón

.....561628

85



Sujeción de pared para bastidor de camilla horizontal

.....556968

86



Soporte de correa para mando

Para colocarlo en la correa de elevación
de la grúa de techo.

1 unidad559516
10 unidades.....559943

87



Sujeción para la percha de elevación

.....556940

Accesorios

88




Kit de sellado
 Para proteger la grúa de techo GH3 de la contaminación en entornos con altos requisitos de higiene.
 1 juego.559720

89



Kit Smart Guard
 Para proteger la correa de elevación de la contaminación en entornos con altos requisitos de higiene.562460

90



Smart Cover (repuesto)
562462

91



Correas de conexión
29356

92



Línea elástica
 Se utiliza en la percha durante, por ejemplo, ejercicios de rehabilitación. Se coloca en la percha de la grúa de techo.
561629

93



Smart reach
 1 unidad/bolsa (longitud 118 cm)562476
 10 unidades/bolsa (longitud 118 cm)562478



| Time to care |



ES



V. Guldmann A/S
 Graham Bells Vej 21-23A
 DK-8200 Aarhus N
 Tel. +45 8741 3100
 info@guldmann.com
 www.guldmann.com

Guldmann Iberia SLU
 Calle Beethoven 15P. 2 PTA. 7.
 08021 Barcelona, Spain
 Tel. +34 682 875 331
 info@guldmann.com

Guldmann™