

Material

Panel	: Fibra de grafito/ Fibra de vidrio
Junta	: Nailon
Mango	: Nailon
Protector de esquinas	: Goma
Superficie de paso	: Pintura de punta de goma
Pintura	: Uretano

Color

Superficie de paso	: Gris
Línea central	: Azul
Parte lateral	: Amarillo
Posterior	: Gris
Cinta de velcro	: Amarillo

Durabilidad

Carga máxima	: 300 kg
--------------	----------

Accesorio

Numero de artículo 30100-000	: Bolsa de transporte Lite para rampa de 700 mm
Numero de artículo 30200-000	: Bolsa de transporte Lite de 3 pliegues

Mercado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de clase I.

Rampa Lite **Numero de artículo 30100-070**

Longitud	: 700 mm
Ancho, interior	: 730 mm
outer	: 730 mm
plegado	: 365 mm
Altura del borde	: ninguna
Grosor (plegado)	: 38 mm
Diferencia máxima de altura	: 140 mm (1:5)
Peso	: 3,5 kg

Rampa Lite **Numero de artículo 30100-085**

Longitud	: 850 mm
Ancho, interior	: 780 mm (390 x 2)
exterior	: 780 mm
plegado	: 390 mm
Altura del borde	: ninguna
Grosor (plegado)	: 38 mm
Diferencia máxima de altura	: 170 mm (1:5)
Peso	: 4 kg

Rampa Lite **Numero de artículo 30100-125**

Longitud	: 1250 mm
Ancho, interior	: 760 mm
exterior	: 780 mm
plegado	: 390 mm
Altura del borde	: 25 mm
Grosor (plegado)	: 106 mm
Diferencia máxima de altura	: 250 mm (1:5)
Peso	: 6 kg

Rampa Lite **Numero de artículo 30100-165**

Longitud	: 1650 mm
Ancho, interior	: 760 mm
exterior	: 780 mm
plegado	: 390 mm
Altura del borde	: 25 mm
Grosor (plegado)	: 106 mm
Diferencia máxima de altura	: 330 mm (1:5)
Peso	: 7,5 kg

Rampa Lite **Numero de artículo 30100-205**

Longitud	: 2050 mm
Ancho, interior	: 760 mm
exterior	: 780 mm
plegado	: 390 mm
Altura del borde	: 25 mm
Grosor (plegado)	: 106 mm
Diferencia máxima de altura	: 410 mm (1:5)
Peso	: 9,5 kg

Rampa Lite, plegable en 3 secciones **Numero de artículo 30200-047**

Longitud	: 470 mm
Ancho, interior	: 800 mm
exterior	: 820 mm
plegado	: 290 mm
Altura del borde	: 15 mm
Grosor (plegado)	: 60 mm
Diferencia máxima de altura	: 95 mm (1:5)
Peso	: 2,5 kg

Rampa Lite, plegable en 3 secciones **Numero de artículo 30200-072**

Longitud	: 720 mm
Ancho, interior	: 800 mm
exterior	: 820 mm
plegado	: 290 mm
Altura del borde	: 15 mm
Grosor (plegado)	: 60 mm
Diferencia máxima de altura	: 140 mm (1:5)
Peso	: 3,5 kg