



Guldmann Norge
Tlf.: +47 40 000 564
salgno@guldmann.com
www.guldmann.no

GL6 Mobil personløfter, advanced

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner

Løftekapasitet, maks	: 155/205 kg
Løfthastighet ved belastning på 85 kg	: 36 mm/sek
Løft pr. lading	: 50 løft med 85 kg
Løfteintervall	: 1307 mm

Betjening

Løft	: Elektrisk
Beininnstilling	: Elektrisk

Vekt

Total	: 44 kg
Understell	: 24 kg
Mast og løftebom	: 20 kg
Håndbetjening	: 0,25 kg

Mål

	Ø75	Ø100
A.	: 46 mm	81 mm
B.	: 111 mm	145 mm
C.	: 1983 mm	2017 mm
D.	: 1333 mm	1367 mm
E.	: 378 mm	378 mm
F.	: 672 mm	672 mm
G.	: 1274 mm	1274 mm
I. min/maks	: 417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/maks	: 562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/maks	: 682/1403 mm	682/1403 mm

Dreieradius

Dreieradius	: 1430 mm
-------------	-----------

Sikkerhet

Nødstop	: Ja
Nødsenking	: Ja, elektronisk og mekanisk
Klemsikring	: Ja

El/elektronikk

På/av	: Automatisk
Integrert stømforsyning til lading	
Inngang	: 120-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA
Batteri, utskiftbart	: 25.2 V / 2,9 Ah
Ladetid	: Maks 4 timer
Forbruk/aktuatorspenning	: 24 V, maks 8 A
Driftstid	: Maks 10 %, maks 2 min på, 18 min av.
Batteribeskyttelse	: Slukkes automatisk ved lav spenning. Lampen lyser for å indikere kritisk spenning.
Batteritype	: Litium-ion

Tetthetsklasse

Løfter	: IP 30
Håndbetjening	: IPX 4
Integrert stømforsyning	: IPX 6
Batteri	: IPX 6
Aktuator	: IPX 4

Tilbehør/diverse

: - Opphengsbøyle
- Ekstern lader

Merking



Produktet er fremstilt i henhold til Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 av 5 april 2017 som medisinsk utstyr klasse I.

Varenummer/modell

568775 (Ø100)	: 205 kg
568776 (Ø100)	: 155 kg
568777 (Ø75)	: 205 kg
568778 (Ø75)	: 155 kg

Klassifisering

i henhold til ISO 9999	: 12 36 03
------------------------	------------



Time to care