



GL5.2

Grúas de suelo

Facilita las transferencias, reduce el riesgo de lesiones de espalda para los cuidadores y mejora la comodidad y la seguridad tanto para el cuidador como para el usuario.

Las grúas de suelo GL5.2 son las alternativas de suelo a las soluciones de la gama de grúas de techo de Guldmann.

La grúa de suelo GL5.2 está disponible en dos modelos diferentes, con una capacidad de carga de 155 o 205 kg, respectivamente. Los dos modelos cuentan con elevación y ajuste

de anchura eléctricos, que permiten un acceso sencillo alrededor de sillas y bañeras y la elevación desde el suelo.

Elevación hasta y desde el suelo

GL5.2 puede levantar directamente desde el suelo hasta una silla o una cama. Esto hace que GL5.2 sea la solución ideal en caso de que surja una necesidad imprevista de elevación y no se disponga de una grúa montada en el techo.

Elevación hasta y desde la cama

GL5.2 eleva al paciente o usuario hasta y desde la cama. La capacidad de

alta elevación y el tramo largo permiten colocar correctamente al usuario en el medio de la cama o en una silla de ruedas.

Elevación de grandes pesos

Con una capacidad de carga de 205 kg, GL5.2 es capaz de levantar pacientes bariátricos.

Elevación horizontal

Gracias al avanzado diseño de la altura y el alcance de elevación, el modelo GL5.2 es ideal para la elevación horizontal con los accesorios de elevación de tipo camilla de Guldmann.



Características del GL5.2

- Tramo bajo: capacidad para elevar pesos directamente desde el suelo.
- Tramo alto: capacidad para elevar usuarios altos con arneses grandes sin dificultad.
- Flexibilidad: con el arnés/los accesorios adecuados, el GL5.2 puede cumplir todos los requisitos de desplazamiento y manipulación.
- Facilidad de uso: uso cómodo para personas altas y bajas.
- Seguridad: GL5.2 es resistente, estable y fiable y se ha diseñado para el uso frecuente en entornos de trabajo profesionales.
- Fiable: GL5.2 cuenta con un indicador visual que avisa si la grúa está sobrecargada, además de indicar la capacidad de la batería en 3 intervalos:
 - Bajo 0 - 25 %
 - Medio 25 - 50 %
 - Alto 50 - 100 %Se emite una señal acústica cuando el voltaje de la batería es bajo, aprox. al 25 %.
- El indicador visual de servicio se ilumina cuando es necesario realizar el mantenimiento.
- Actuadores de Linak: sólidos, silenciosos y rápidos.
- Diseño moderno: con carga interna y externa para adaptarse al entorno en el que se utiliza el GL5.2.
- Versatilidad total: el GL5.2 facilita el manejo en una amplia variedad de situaciones de desplazamiento y manipulación, además de ser ergonómico y seguro tanto para el cuidador como para el usuario.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es