



Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es



Báscula de clase III de Guldmann

Báscula médica digital integrada en la grúa de techo GH3+

La báscula de clase III de Guldmann es una báscula digital integrada en el GH3+.

La báscula de clase III integrada se utiliza para el pesaje médico de pacientes elevados en un arnés, por ejemplo en el marco de la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, donde es necesario un control preciso de los cambios de peso del paciente. También es útil en residencias de ancianos, donde puede ser necesario garantizar que un residente de edad avanzada mantenga un peso estable.

El peso se muestra en el mando con diferentes niveles de precisión en dos intervalos de peso: Precisión de 100 gramos al pesar a pacientes de menos de 200 kg y precisión de 200 gramos al pesar pacientes de 200-500 kg.

La báscula de clase III de Guldmann es la primera báscula médica homologada del mercado que se integra en una grúa de techo, cumpliendo las condiciones para el pesaje médico con mediciones calibradas, verificadas y repetidas con precisión de clase III de acuerdo con la Directiva 2014/31/UE.

Para alcanzar el nivel de precisión exigido por la ley, la báscula tiene en cuenta el factor de gravedad específico de la ubicación en la que se utiliza, lo que significa que cada báscula de clase III se fabricará a medida para el cliente final.

En principio, la báscula de clase III funciona de la misma manera que el módulo de pesaje integrado actual de Guldmann, incluso en lo que respecta a la precisión. Sin embargo, la báscula de clase III únicamente puede mostrar el peso del paciente en kilogramos.