



Percha (2016) Características técnicas

Funciones

Capacidad de elevación, máx: : 375 kg
Puntos de suspensión: : 4

Peso y materiales

Medium, total : 1,8 kg
small, total : 1,6 kg
X-small, total : 1,35 kg

Percha de elevación : Acero inoxidable cubierto con espuma de poliuretano
Puntos de suspensión : Acero inoxidable (resistente a la corrosión)

Medidas

556890 medium

A : 600 mm
B : 534 mm
C : 128 mm

556880 small

A : 500 mm
B : 440 mm
C : 100 mm

556870 x-small

A : 395 mm
B : 343 mm
C : 77 mm

Accesorios/Varios


Cabestrillo : Véase el folleto

Etiquetado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

Clasificación

Conforme a la ISO 9999 : 12 36 03



Time to care