



## Soporte de elevación horizontal con ajuste de peso, 375 kg

### Características técnicas

#### Funciones

Capacidad de elevación, max : 375 kg  
Puntos de suspensión : 8

#### Peso y materiales

Peso total : 11,6 kg  
Soporte de elevación : Acero recubierto de polvo, RAL 9016

#### Medidas

A : 1054 mm  
B : 110 mm  
C : 1395 mm  
D : 510 mm  
E : 500 mm  
F : 525 mm  
G : 569 mm  
H : 710 mm  
I : 212 mm

#### Accesorios/Varios

Cabestrillo : véase el folleto

#### Etiquetado


El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

#### Artículo número/Modelo

28456 : Soporte de elevación horizontal con ajuste de peso

#### Classification

Conforme a la ISO 9999 : 12 36 03



Time to care