



Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se

GL6 Mobila personlyftar, advanced

Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max	: 155/205 kg
Lyft hastighet vid belastning på 85 kg	: 36 mm/sek
Lyft pr. laddning	: 50 st/85 kg
Lyft intervall	: 1307 mm

Betjäning

Lyft	: Elektrisk
Breddinställning	: Elektrisk

Vikt

Totalt	: 44 kg
Underrede	: 24 kg
Mast och lyftarm	: 20 kg
Manöverdosa	: 0,25 kg

Mått

	Ø75	Ø100
A.	: 46 mm	81 mm
B.	: 111 mm	145 mm
C.	: 1983 mm	2017 mm
D.	: 1333 mm	1367 mm
E.	: 378 mm	378 mm
F.	: 672 mm	672 mm
G.	: 1274 mm	1274 mm
I. min/max	: 417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/max	: 562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/max	: 682/1403 mm	682/1403 mm

Vändradie

Vändradie	: 1430 mm
-----------	-----------

Säkerhet

Nödstopp	: Ja
Nödsänkning	: Ja, elektronisk och mekanisk
Klämsäkring	: Ja

Elektronik

På/av	: Automatiskt
Integrerad strömförsörjning för laddning	
Strömstyrka	: 120-240 V AC, 50-60 Hz, 30 VA
Batteri, utbytbar	: 25,2 V / 2,9 Ah
Laddningstid	: Max. 4 timmar
Strömförbrukning ställdon	: 24 V, max 8 A
Driftcykel	: Max 10 %, max. 2 min på, 18 min av.
Batteri skydd	: Stängs automatiskt av vid för låg spänning. Diod tänds för att indikera kritisk spänning.
Batteri typ	: Li-ion

Tätningssklass

Lyft	: IP 30
Manöverdosa	: IPX 4
Integrerad strömförsörjning	: IPX 6
Batteri	: IPX 6
Lyftmotor	: IPX 4

Tillbehör

- Lyftbygel
- Extern laddare

Märkning



Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

568775 (Ø100)	: 205 kg
568776 (Ø100)	: 155 kg
568777 (Ø75)	: 205 kg
568778 (Ø75)	: 155 kg

Klassificering enligt

ISO-9999	: 12 36 03
----------	------------



Time to care