




Sistema de railes independiente con sistema en H

– Sencillo, práctico y seguro

- **Fácil de instalar y quitar**
- **Ideal para necesidades de elevación temporales**
- **Apto para reutilización**
- **Altura ajustable – altura máxima 284 cm**
- **No requiere cambios estructurales en la habitación ni instalación en paredes o techo**
- **No ocupa espacio en el suelo y permite más espacio para el usuario y el cuidador**

Un sistema de raíl móvil que se puede instalar y quitar rápida y fácilmente, así como mover de un lugar a otro.

El sistema no requiere cambios estructurales en la habitación ni instalación en paredes o techo, lo que lo hace adecuado para necesidades de elevación temporales en casas privadas, por ejemplo.

El sistema de raíl independiente se puede instalar y quitar fácilmente por 1-2 personas sin necesidad de herramientas especiales.

El sistema de raíl está disponible en dos dimensiones estándar, 3 x 3 metros y 4 x 4 metros, y es ajustable en altura hasta un máximo de 284 cm. Tanto la grúa de techo GH1 como la GH3 se pueden utilizar con el sistema en H.