



Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.guldmann.fr

Lève-personnes mobile GL6, basic

Spécifications techniques

Fonctions

Capacité de levage max. : 155/205 kg
Vitesse de levage
avec 85 kg : 25 mm/s
Nombre de levages par
charge : 50 levages avec 85 kg
Intervalle de levage : 1307 mm

Fonctions

Levage : électrique
Réglage de l'écartement
du châssis : électrique

Poids

Total : 44 kg
Châssis : 24 kg
Mât élévateur +
bras de levage : 20 kg
Commande manuelle : 0,25 kg

Dimensions

	Ø75	Ø100
A.	46 mm	81 mm
B.	111 mm	145 mm
C.	1983 mm	2017 mm
D.	1333 mm	1367 mm
E.	378 mm	378 mm
F.	672 mm	672 mm
G.	1274 mm	1274 mm
I. min/max	417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/max	562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/max	682/1403 mm	682/1403 mm

Rayon de braquage

Rayon de braquage : 1430 mm

Caractéristiques de sécurité

Arrêt d'urgence : Oui
Descente d'urgence : Oui, électronique et mécanique
Coupe-circuit : Oui

Spécifications électriques

Marche/arrêt : automatique
Alimentation intégrée
électrique pour chargement
Entrée : 120-240 V CA, 50-60 Hz, 30 VA
Batterie remplaçable : 25.2 V / 2,9 Ah
Durée du chargement : 5 h max.
Consommation/
puissance du vérin : 24 V, 9 A max.
Cycle de service : 10 % max., 2 min de marche max., 18
min d'arrêt
Protection des batteries : Mise en arrêt automatique lorsque la
tension est basse. Diode lumineuse
indiquant une sur-tension.
Type de batterie : Plomb-acide

Classe d'étanchéité

Module mobile : IP30
Commande manuelle : IPX 4
Alimentation intégrée
électrique : IPX 6
Batterie : IPX 6
Vérin : IPX 4

Accessoires/divers

- Cintre de levage
- Chargeur Externe

Marquage



Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du
5 avril 2017.

Réf. article/modèle

568771 (Ø100) : 205 kg
568772 (Ø100) : 155 kg
568773 (Ø75) : 205 kg
568774 (Ø75) : 155 kg

Classification

selon ISO 9999 : 12 36 03



Time to care