



Guldmann Iberia SLU
Tel: +34 682 875 331
info@guldmann.com
www.guldmann.es

Grúa de suelo GL6, advanced

Especificaciones técnicas

Funciones

Capacidad de elevación máx.	: 155/205 kg
Velocidad de elevación con carga de 85 kg	: 36 mm/s
Número de elevaciones por carga	: 50 elevaciones por 85 kg
Intervalo de elevación	: 1307 mm

Funcionamiento

Elevación	: eléctrica
Ajuste de anchura	: eléctrico

Peso

Total	: 44 kg
Chasis	: 24 kg
Mástil y brazo de elevación	: 20 kg
Mando	: 0,25 kg

Medidas

	Ø75	Ø100
A.	: 46 mm	81 mm
B.	: 111 mm	145 mm
C.	: 1983 mm	2017 mm
D.	: 1333 mm	1367 mm
E.	: 378 mm	378 mm
F.	: 672 mm	672 mm
G.	: 1274 mm	1274 mm
I. min. / máx.	: 417/1723 mm	451/1758 mm
J. min. / máx.	: 562/1291 mm	562/1291 mm
K. min. / máx.	: 682/1403 mm	682/1403 mm

Radio de giro

Radio de giro	: 1430 mm
---------------	-----------

Prestaciones de seguridad

Parada de emergencia	: Sí
Descenso de emergencia	: Sí, electrónico y mecánico
Sistema de desconexión	: Sí

Componentes eléctricos

Encendido / apagado	: Automático
Fuente de alimentación para la carga integrada	
Alimentación	: 120-240 V CA, 50-60 Hz, 30 VA
Batería de cambio	: 25.2 V / 2,9 Ah
Tiempo de carga	: 4 horas máx.
Consumo / potencia del actuador	: 24 V, máx. 8 A
Ciclo de funcionamiento	: Máx. 10 %; máx. 2 min. encendido, 18 min. apagado.
Protección de la batería	: A baja tensión, se apaga automáticamente. El diodo se enciende para indicar voltage crítico.
Tipo de batería	: Iones de litio

Clasificación de estanqueidad

Grúa de suelo	: IP 30
Mando	: IPX 4
Fuente de alimentación integrada	: IPX 6
Batería	: IPX 6
Actuador	: IPX 4

Accesorios / Varios	: - Percha de elevación - Cargador externo
----------------------------	---

Información de la etiqueta



El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de clase I.

Número de pieza / Modelo

568775 (Ø100)	: 205 kg
568776 (Ø100)	: 155 kg
568777 (Ø75)	: 205 kg
568778 (Ø75)	: 155 kg

Clasificado

según ISO 9999	: 12 36 03
----------------	------------



Time to care