



Percha cruzada

Características técnicas

Funciones

Capacidad de elevación, máx: : 500 kg
Puntos de suspensión: : 4

Peso y materiales

Peso, total : 8,8 kg
Percha de elevación : Acero inoxidable, recubierto de polvo

Medidas

A : 860 mm
B : 540 mm
C : 250 mm

Accesorios/Varios



Cabestrillo : Véase el folleto

Etiquetado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

Clasificación

Conforme a la ISO 9999 : 12 36 03



Time to care