



## Percha H

### Características técnicas

#### Funciones

Capacidad de elevación, máx: : 375 kg  
Puntos de suspensión: : 2

#### Peso y materiales

Percha H : 1,6 kg

Percha de elevación : Acero inoxidable cubierto con espuma de poliuretano  
Puntos de suspensión : Acero inoxidable (resistente a la corrosión)

#### Accesorios/Varios

Swing kit : 554903  
Percha  
Medium : 556890  
Small : 556880  
X-Small : 556970

*Percha H + Percha*  
556950 + 556890 : C = 340 mm  
556950 + 556880 : C = 312 mm  
556950 + 556970 : C = 289 mm

#### Etiquetado



El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

#### Número de producto/Modelo

556950 : Percha H

#### Clasificación

Conforme a la ISO 9999 : 12 36 03



| Time to care |