



Combi-lock


– Uso sencillo y seguro

Combi-Lock se utiliza para conectar y bloquear los raíles entre sí cuando se quieren combinar dos sistemas de raíles. Combina el sistema de raíles entre habitaciones, por ejemplo, entre el dormitorio y el cuarto de baño, para facilitar y hacer más cómoda la transferencia de una persona.

Combi-Lock es fácil y seguro de usar. Cuando el raíl transversal está posicionado correctamente frente al raíl fijo, se bloquea y los raíles se conectan automáticamente.

La conexión de los sistemas de raíles mediante el Combi-Lock facilita el diseño de un sistema de raíles completo que se adapta a cualquier necesidad.

El elegante diseño del Combi-Lock se integra fácilmente con la arquitectura circundante. Además, es fácil de limpiar y mantener.



Uso sencillo y seguro

- Operación intuitiva y sencilla.
- Fácil de usar.
- Conexión automática cuando los raíles están correctamente posicionados.
- Alto grado de seguridad.

Diseño bonito y cuidado

- Todas las partes mecánicas están encapsuladas.
- No se necesita mando a distancia.
- La carga de trabajo segura estándar es de 375 kg.

Instalación mejorada

- No se necesita transformador.
- No se necesita conexión eléctrica ni preparación.
- Instalación rápida.



Patente en trámite.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es