



Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

Sollevatore mobile GL6, advanced

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Capacità max. sollevam.	: 155/205 kg
Velocità di sollev. con	
85 kg di carico	: 36 mm/sec
Numero di sollevamenti	
per carica	: 50 sollevamenti con 85 kg
Intervallo di sollev.	: 1307 mm

Operazioni

Sollevamento	: Elettrico
Regolazione base	: Elettrico

Pesi

Totale	: 44 kg
Telaio	: 24 kg
Albero + braccio sollevam.	: 20 kg
Telecomando	: 0,25 kg

Dimensioni

	Ø75	Ø100
A.	: 46 mm	81 mm
B.	: 111 mm	145 mm
C.	: 1983 mm	2017 mm
D.	: 1333 mm	1367 mm
E.	: 378 mm	378 mm
F.	: 672 mm	672 mm
G.	: 1274 mm	1274 mm
I. min/max	: 417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/max	: 562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/max	: 682/1403 mm	682/1403 mm

Raggio di curvatura

Raggio di curvatura	: 1430 mm
---------------------	-----------

Caratteristiche di sicurezza

Stop di emergenza	: Sì
Discesa di emergenza	: Sì, elettronica e meccanica
Interruzione autom.	: Sì

Componenti elettrici

Acceso/Spento	: Automaticamente
Alimentatore integrato per il caricamento	
Ingresso	: 120-240Vca, 50-60 Hz, 30 VA
Batteria, sostituibile	: 25.2 V / 2,9 Ah
Tempo di carica	: Max. 4 ore
Consumo/potenza dell'attuatore	: 24V, max 8A
Ciclo di lavoro	: Max. 10%, max. 2 min. inserito, 18 min disinserito.
Protezione batterie	: Spegnimento autom. in caso di tensione critica. Indicatore luminoso in caso di bassa tensione.
Tipologia di batteria	: Ioni di Litio

Classe di isolamento

Sollevatore mobile	: IP 30
Telecomando	: IPX 4
Alimentatore integrato	: IPX 6
Batteria	: IPX 6
Attuatore	: IPX 4

Accessori/Varie

	: - Barra di presa
	: - Trasformatore esterno

Marcatura



I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come dispositivo medico di classe I.

Codice articolo/Modello

568775 (Ø100)	: 205 kg
568776 (Ø100)	: 155 kg
568777 (Ø75)	: 205 kg
568778 (Ø75)	: 155 kg

Classificazione

secondo class.ISO 9999	: 12 36 03
------------------------	------------



Time to care