



Bloqueo de la grúa

Características técnicas

Funciones

Uso : Para bloquear el elevador GH y el riel transversal en una posición determinada

Peso

: 3 x 1,4 kg

Materiales

Función de bloqueo : Acero galvanizado a prueba de oxidación
Cubiertas : Plástico resistente a choques, reciclable y refractario al fuego UL94 V0

Electrónica

Encendido/Apagado : Automático, con sistema de arranque y parada sin tirones.

Indicador LED : Indicador de Funcionamiento

Suministro eléctrico : 33 V AC, 2.0 A

Tensión de alimentación,

transformador : 115/230 V AC

Batería : 1 x 24V NiMH

Tiempo de recarga, máx : 2 horas

Dimensiones


A : 120 mm
B : 150 mm
C : 70 mm
D : mín. 10 mm de separación

Etiquetado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

Número de producto/Modelo

557600 : Bloqueo de la grúa



| Time to care |